

HIGHLIGHTS

Die nächste Generation – **Admira® Fusion 5**

Biokompatibles Universal-Composite

**Mit vereinfachtem
Farbsystem**

AlignerFlow LC

Attachments für die Aligner Therapie

**TRENDIG
UND FAST
UNSICHTBAR**

Grandio® disc

Auch als multicolor-Einfärbung

Admira® Fusion 5

Universelles Nano-Hybrid-
ORMOCER® Füllungsmaterial
mit Cluster-Shade-System

AlignerFlow LC

Nano-Hybrid-Composite
zur Herstellung von
Attachments

Grandio® blocs /

Grandio® disc

Das nanokeramische Hybrid-
CAD/CAM-Material

Admira® Fusion 5

Sie wünschen ein hochmodernes Universal-Füllungsmaterial, das die hohen ästhetischen Ansprüche Ihrer Patienten erfüllt und dennoch Ihren Praxisalltag extrem vereinfacht? Dann ist Admira Fusion 5 die effiziente Lösung. Dank des vereinfachten Farbsystems lassen sich mit nur 5 Cluster-Shades alle 16 VITA® classical Farben abdecken. Eine Mehrfarbschichtung ist nicht erforderlich. Mit nur fünf vorzuhaltenden Farben sind Sie für alle Fälle in Ihrem Praxisalltag optimal aufgestellt und können Ihr Warenlager deutlich verschlanken.

Beim Kauf einer Testpackung

28%*
sparen!



Testpackung

10 × 0,2 g Caps
(je 2 × A1, A2, A3, A3.5, A4),
10 × Futurabond U SingleDose
+ Farbkarte

REF 6243

Cluster-Shade-System

vereint 16 VITA® classical
Farben in nur fünf
Admira Fusion 5
Farben

Nur
10 Sekunden
Lichtpolymerisation
für alle fünf
Farben



Beim Kauf eines Sets

20%*
sparen!

Spritzen Set

5 × 3 g Spritze
(A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ Farbkarte

REF 6225

Caps Set

75 × 0,2 g Caps
(je 15 × A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ Farbkarte

REF 6235

Die innovative Kombination aus der Nano-Hybrid- und ORMOCER®-Technologie, bei der sowohl die Füllstoffe als auch die Harzmatrix auf Siliziumoxid beruhen, bringen enorme Vorteile mit sich: Ein rein keramisch basiertes Füllungsmaterial ohne klassische Monomere

sowie exzellente physikalische Eigenschaften. So ist Admira Fusion 5 ein hochstabiles Material und weist die mit Abstand niedrigste Polymerisationschumpfung (1,25 Vol.-%) im Vergleich zu herkömmlichen Composites auf. Probieren Sie es aus!

Admira Fusion 5

VITA®
classical

A1				A2		A3			A3.5					A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

„Aufgrund meines hohen ästhetischen Anspruchs war ich zu Anfang doch skeptisch, ob sich mit nur 5 Farben alle Kavitäten ästhetisch füllen lassen. Aber ich bin von dem Endergebnis begeistert. Das Füllungsmaterial ist nicht zu erkennen. Zudem lässt sich das Material sehr gut in der Kavität adaptieren und weist eine geringe Klebrigkeit am Instrument auf.“

Dr. Hanke Faust, Deutschland

Die Vorteile im Überblick

- Abdeckung aller 16 VITA® classical Farben mit nur 5 Cluster-Shades
- Nur 10 Sek. Lichthärtung für alle Farben
- Exzellent biokompatibel, da keine klassischen Monomere
- Mit Abstand niedrigster Schrumpf (1,25 Vol.-%)
- Mit allen Bondings kompatibel



AlignerFlow LC

Aligner-Therapien sind fester Bestandteil des zahnärztlichen und kieferorthopädischen Behandlungsspektrums. Darin spielen Attachments in vielen Fällen eine Rolle. Zur Herstellung präzise geformter Aligner Attachments werden spezielle Composites benötigt. Diese müssen über die Behandlungsdauer hinweg eine hohe Stabilität aufweisen und zum Behandlungsabschluss eine sichere und rückstandsfreie Entfernung ermöglichen.

Mit AlignerFlow LC bietet Ihnen VOCO ein genau für diese Belange konzipiertes Nano-Hybrid-Composite mit Fluoreszenz-Effekt. Unter UV-A-Licht lassen sich die Attachments kontrollieren oder eventuelle Rückstände bei Entfernung exakt identifizieren und vom Zahnschmelz schonend entfernen. In den klassischen Zahnfarben erhältlich, erfüllt AlignerFlow LC auch die ästhetischen Ansprüche der Aligner-Therapie.




AlignerFlow LC

2 x 2 g Spritze A1 **REF 1526**

2 x 2 g Spritze A2 **REF 1527**

2 x 2 g Spritze A3 **REF 1528**

Lieferbar ab 1. Mai 2023



Perfekte
Sichtkontrolle
unter UV-A-Licht



Attachments aus AlignerFlow LC

Hohe Stabilität und Abriebfestigkeit kennzeichnen Attachments aus AlignerFlow LC, was durch einen Füllstoffgehalt von 83 Gew.-% erreicht wird. Damit ist die kontinuierliche Kräfteinleitung vom Aligner auf die betreffenden Zähne über die gesamte Behandlungsdauer hinweg gesichert.

Die Entwicklung von AlignerFlow LC basiert auf mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in millionenfach bewährten fließfähigen Composites von VOCO.

Die Vorteile im Überblick:

- Sicheres Beschleifen und Entfernen unter UV-A-Licht
- Präzise Applikation mit perfektem Flow
- Lichthärtung durch das transparente Template
- Stabil und abriebfest über die gesamte Einsatzdauer
- Angenehme Ästhetik in Zahnfarben



„Aligner Attachments sind bei uns Routinesache: Sitz und Form entscheiden maßgeblich über den Therapieerfolg. Ein Flowable, das unter UV-A-Licht sowohl die Applikation, als auch das spätere Entfernen kontrollierbar macht, bietet da einen echten Mehrwert und geht auch schneller von der Hand.“

Zahnarzt Thomas Kober, Deutschland

Applikation und Handling – denkbar einfach:

AlignerFlow LC wird immer mit einem Dentin-Schmelzbond angewendet und in die Template-Schiene appliziert. Das fließfähige Material adaptiert vollständig und blasenfrei an die Innenflächen der Konkavitäten; die Füllmenge lässt sich exakt dosieren. Anschließend erfolgt die Lichtpolymerisation durch das transparente Template hindurch.

AlignerFlow LC wird in der nachlaufreifen NDT-Spritze 2 x 2 g angeboten. Die beigelegten Kanülen (Durchmesser 0,9 mm bzw. 1,2 mm) eignen sich zur direkten Applikation in die Template-Schiene, für feinste Attachments wie großflächige Lingual Retainer oder okklusale Aufbauten in der Injection-Technik.

Admira® Fusion

- Das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial
- Mit Abstand niedrigste Polymerisationsschrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites
- Inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate

Universelles
Nano-Hybrid-
ORMOCER®
Füllungsmaterial



Beim Kauf eines Sets bis zu **30%*** sparen!

Admira Fusion	Universelles Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial	Spritzen Set + Bond	5 × 3 g Spritze (A2, A3, GA3.25, A3.5 und Admira Fusion x-tra) + Farbskala 20 × Futurabond U <i>SingleDose</i>	REF 2750
		Caps Set + Bond	75 × 0,2 g Caps (je 15 × A2, A3, GA3.25, A3.5 und Admira Fusion x-tra) + Farbskala 20 × Futurabond U <i>SingleDose</i>	REF 2780
		Caps	75 × 0,2 g Caps (A3)	REF 2781
		Spritze	5 × 3 g Spritze (A3)	REF 2751
Admira Fusion Flow	Fließfähiges, lichthärtendes Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial	Spritzen Set	5 × 2 g Spritze (A1, A2, A3, A3.5 und WO) + Farbskala + Zubehör	REF 2816
		Spritze	5 × 2 g Spritze (A3)	REF 2817
Admira Fusion x-tra	Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial, 4 mm	Spritze	5 × 3 g Spritze (universal)	REF 2808
		Caps	75 × 0,2 g Caps (universal)	REF 2815
Admira Fusion x-base	Fließfähiges Nano-Hybrid-ORMOCER® Basis-Füllungsmaterial, 4 mm	Spritze	5 × 2 g Spritze (universal)	REF 2836

ORMOCER® = Exzellente Biokompatibilität


In keinem der Admira Fusion-Produkte sind klassische Monomere wie beispielsweise Bis-GMA [BPA], TEGDMA oder HEMA enthalten und können somit nach der Polymerisation auch nicht freigesetzt werden. Die stattdessen eingesetzten ORMOCER®e (organically modified ceramic) bestehen aus großen, vorkondensierten Molekülen einer anorganischen Matrix mit einem sehr guten Vernetzungsverhalten. Insgesamt wird Admira Fusion eine „exzellente Biokompatibilität“ attestiert.^[1]

[1] Leyhausen et al., Medizinische Hochschule Hannover, Bericht an VOCCO, 2015.

Grandio[®]SO Flowables

Mit dem stopfbaren GrandioSO hat VOCO das zahnähnlichste Füllungscomposite auf dem Markt etabliert. Beruhend auf der gleichen Technologie bieten wir Ihnen bei unseren Flowables sogar drei verschiedene Viskositäten zur Wahl:

- **Light Flow – Niedrigviskos**
Präzise Applikation dank extrafeiner Kanüle und damit optimal für schwer zugängliche Bereiche und kleine Kavitäten geeignet
- **Flow – Mittelviskos**
Hervorragendes Anfließverhalten, universell einsetzbar und punktgenaues Applizieren
- **Heavy Flow – Hochviskos**
Erhöhte Standfestigkeit, das heißt kein unerwünschtes Wegfließen und universell einsetzbar



Beim Kauf eines Sets über **32%*** sparen!

Spritzen-Set Light Flow	5 × 2 g Spritze (A1, A2, A3, A3.5, WO) + Farbskala + Zubehör	REF 2585
Spritzen-Set Flow	5 × 2 g Spritze (A1, A2, A3, A3.5, WO) + Farbskala + Zubehör	REF 2720
Spritzen-Set Heavy Flow	5 × 2 g Spritze (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + Farbskala + Zubehör	REF 2680

Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog.

Futurabond[®] U

Hinter Futurabond U liegt ein langer Entwicklungsprozess, der eines zum Ziel hatte: ein Universal-Adhäsiv anzubieten, das dem Anwender ausschließlich Vorteile sowie **Verlässlichkeit** bietet und jedes weitere Adhäsivsystem in der Praxis überflüssig macht. Das neue **Futurabond U setzt** deshalb **neue Maßstäbe** hinsichtlich seiner **Haftwerte** und vor allem bei seiner **flexiblen** sowie vielseitigen **Einsetzbarkeit**.

Futurabond[®] U ist in der praktischen **SingleDose** erhältlich

50er SingleDose

50 × Futurabond U
in *SingleDose*
+ Zubehör

REF 1571

200er SingleDose

200 × Futurabond U
in *SingleDose*
+ Zubehör

REF 1572



VisCalor® bulk

VisCalor bulk folgt einem völlig neuen Ansatz: Das Material vereint die Fließfähigkeit eines Flowables während der Applikation mit der Modellierbarkeit eines stopfbaren Composites. VisCalor bulk ist somit ein Material sowohl für enge als auch große Kavitäten und das ohne Kompromiss in der Adaptation oder in der Festigkeit.

Weltweit
erstes Composite
mit Thermo-Viscous-
Technology



... erwärmen



... fließen



... modellieren

Die Vorteile im Überblick:

- Innovatives Material**
 Durch Erwärmung ist das Material bei der Applikation fließfähig und wird anschließend sofort modellierbar (Thermo-Viscous-Technology)
- Zeit sparen**
 Effiziente Füllungen mit nur einem Material
- Exzellentes Handling**
 Luftblasenfreie Applikation mit einer schlanken Kanüle



Set mit Caps Dispenser

80 × 0,25 g Caps (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × VisCalor Dispenser

REF 6062

Set mit Caps Warmer

80 × 0,25 g Caps (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × Caps Warmer

REF 6063

Weitere Handelsformen und Einzelfarben finden Sie unter www.voco.dental oder im Hauptkatalog.

Profluorid® Varnish

Empfindliche Zähne sind ein in der Bevölkerung weit verbreitetes Problem. Sie verursachen beim Patienten meist temporäre Schmerzen, die gegenüber dem Behandler nicht immer erwähnt werden. Die Ursache für Hypersensibilität sind in aller Regel offene Dentintubuli. Daher ist es Ziel der Behandlung, diese langfristig zu verschließen. Profluorid Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack, der nach Kavitätenpräparationen oder bei empfindlichen Zahnhälsen die freiliegenden Dentintubuli effektiv versiegelt.

Fluoridhaltiger Lack

zur Zahndesensibilisierung
(5 % NaF)

Die Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (22.600 ppm Fluorid)
- Einfaches Auftragen – feuchtigkeitstolerant
- In sieben angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig

200 × 0,40 ml SingleDose

Melone	REF 1271	Bubble Gum	REF 2239
Minze	REF 2231	Kirsche	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Karamell	REF 2229		

Mixed Flavour

4 × 10 ml Tube
sortiert: Minze, Melone, Kirsche und Karamell
REF 2971



V-Posil®

Beeindruckend präzise - Abformmaterial auf A-Silikonbasis

Für die Herstellung prothetischer Versorgungen kommen in der Regel Modelle zum Einsatz. Basis hierfür ist die Präzisionsabformung. Als Informationsträger der detailgenau wiedergegebenen intraoralen Strukturen ist sie Kommunikationsinstrument zwischen Zahnarzt und Zahntechniker. Ungenauigkeiten bei der Abformung übertragen sich auf die Modelle und werden oft erst bei der Eingliederung der finalen prothetischen Versorgung bemerkt.



Beim Kauf eines Starter-Sets **15%*** gespart!



Starter-Set	Putty Fast	Kartusche 2 x 380 ml	REF 2991
	Light Fast	Kartusche 2 x 50 ml	
Starter-Set	Heavy Soft Fast	Kartusche 2 x 380 ml	REF 2985
	Light Fast	Kartusche 2 x 50 ml	
Starter-Set	Mono Fast	Kartusche 2 x 380 ml	REF 2987
	Light Fast	Kartusche 2 x 50 ml	
Starter-Set	Putty Fast	Dose 2 x 450 ml	REF 2984
	Light Fast	Kartusche 2 x 50 ml	
Starter-Set	Putty Soft Fast	Dose 2 x 450 ml	REF 2904
	Light Fast	Kartusche 2 x 50 ml	

VOCO Retraction Paste

VOCO Retraction Paste ist Ihr unverzichtbarer Helfer für die effektive temporäre Eröffnung und Trockenlegung des Sulkus. Damit ist die Voraussetzung für erfolgreiche konventionelle oder digitale Abformung geschaffen. VOCO Retraction Paste lässt sich einfach und hygienisch direkt aus dem *SingleDose Caps*, eine Entwicklung der VOCO Ingenieure, in den Sulkus applizieren und reicht dabei für bis zu 3 Sulki.

Beim Kauf eines 100er Sets **25%*** gespart!

Die Vorteile im Überblick:

- **Dünne Kanüle mit biegsamer Spitze** – leichte und gezielte Applikation in den Sulkus
- **Viscosity Change** – Pastenkonsistenz variiert bei Applikation und Sulkusaufweitung
- **Gute Sichtbarkeit** – kontrastreich zur Gingiva
- **Eine saubere Sache** – schnell und leicht abzusprühen



Der Faden aus der Kompule
Leicht in den Sulkus applizierbar

25er Set

25 x 0,3 g Caps

REF 1012

100er Set

100 x 0,3 g Caps

REF 1013



Grandio® blocs & Grandio® disc

Die nanokeramischen Hybrid-CAD/CAM-Materialien Grandio blocs und Grandio disc sind für definitive Einzelzahnrestorationen indiziert und setzen mit ihrer weit überdurchschnittlichen Materialfestigkeit neue Maßstäbe. Mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse.



Alle Fräspartner finden Sie unter www.voco.dental/systempartner



Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)
(REF siehe Tabelle)

Grandio blocs

5 × Gr. 12 LT/HT
(REF siehe Tabelle)

Grandio blocs

5 × Gr. 14L LT/HT
(REF siehe Tabelle)

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)
(REF siehe Tabelle)

Lieferbar ab 1. Mai 2023

	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2
Disc multicolor 15 mm	6216	6217	6218	6219	6220	6221

	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
Blocks 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
Blocks 14 L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030
Disc 15 mm	6050	6051	6052	6053	6054	6055	6056	6057	6058	6059	6060

*gegenüber Einzelkauf

Ihre Bestellung

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeitenden an. Angebote sind nur bei teilnehmenden Handelspartnern gültig. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt.

Der VOCO-Außendienst – immer für Sie da

Sie wünschen sich den „Rundum-Service“? Jemanden, den Sie bei Fragen zu Produkten sofort persönlich kontaktieren können, ohne lange in einer Warteschleife zu hängen? Jemanden, der dann zu Ihnen kommt, wenn es bei Ihnen passt? Dann ist unser Außendienst-Team genau das Richtige für Sie!

Rund 50 Dentalberater:innen sind tagtäglich für Sie im Einsatz. Ob Fragen, Wünsche, Bestellungen, Schulungen – sie kümmern sich um fast jedes Ihrer Anliegen.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Mit unserem Dentalberater-Finder [voco.dental/dentalberater-finden-de](http://www.voco.dental/dentalberater-finden-de) können Sie einfach herausfinden, wer Ihr persönlicher Ansprechpartner ist.

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Dieser Prospekt wurde überreicht durch:

VC 84-001230 DE 0223

HIGHLIGHTS

LABOR



Grandio® disc multicolor

Das nanokeramische Hybrid-Material mit Invisible-Layer-Technologie

V-Print

3D-Druckmaterialien der Spitzenklasse

Structur CAD

CAD/CAM Composite für die temporäre Versorgung

CediTEC®

Ästhetisch, präzise, individuell – das sind die Anforderungen, die auch an digital gefertigte Totalprothesen gestellt werden. Die digitale Planung und Erstellung einer Prothese bietet Ihnen viele Vorteile. Neben der schnellen und einfachen Reproduzierbarkeit von CAD/CAM gefertigten Prothesen spielen auch Haltbarkeit und Ästhetik eine wichtige Rolle. Mit unseren speziell für die Prothesenherstellung entwickelten Produkten aus unserem Portfolio können Sie Prothesen komplett im CAD/CAM-Prozess erstellen.



CAD/CAM
-Komplettsystem zur
Herstellung von
herausnehmbaren
Prothesen



CediTEC DB Denture Base

Disc 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink	REF 6195
dark-pink	REF 6196
orange-pink	REF 6197

CediTEC DT Denture Teeth

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1	REF 6085
A2	REF 6086
A3	REF 6087
BL	REF 6088

Set CediTEC Adhesive

1 × 80 g CediTEC Adhesive
1 × 4 ml Flasche CediTEC Primer
+ Zubehör

REF 6082



Die Vorteile im Überblick:

- Flexible Wahl der Prothesenbasis – 3D-gedruckt mit V-Print dentbase oder gefräst mit CediTEC DB
- Hochqualitative Materialien für einen langen und hohen Tragekomfort
- Individuelle Prothesen – jederzeit reproduzierbar und individualisierbar





Grandio[®] disc multicolor

Für besonders ästhetische Restaurationen gibt es Grandio disc multicolor - die Farberweiterung des nanokeramischen Hybrid-Materials Grandio disc: Die Einfärbung der Grandio disc multicolor lässt die Restauration sehr lebendig wirken, was aufgrund der Materialeigenschaften mit nur drei Schichten erreicht wird. Durch die sogenannte Invisible-Layer-Technology wird der natürliche Farbverlauf des Zahnes von der Schneide bis zum Zahnhals imitiert.

Die Vorteile im Überblick:

- Hochästhetische Restaurationen mit nur drei Schichten
- Besondere Zusammensetzung des Materials erzeugt einen Farbverlauf der multicolor-Restauration wie bei dem natürlichen Zahn (Invisible Layer Technology)

Grandio disc multicolor

15 mm (Ø 98 mm)

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 × 15 mm A1 | REF 6216 |
| 1 × 15 mm A2 | REF 6217 |
| 1 × 15 mm A3 | REF 6218 |
| 1 × 15 mm A3.5 | REF 6219 |
| 1 × 15 mm B1 | REF 6220 |
| 1 × 15 mm C2 | REF 6221 |

Lieferbar ab 1. Mai 2023



Grandio[®] blocs & Grandio[®] disc

Die nanokeramischen Hybrid-CAD/CAM-Materialien Grandio blocs und Grandio disc sind für definitive Einzelzahnrestaurationen indiziert und setzen mit ihrer weit überdurchschnittlichen Materialfestigkeit neue Maßstäbe. Mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse.



Auch für PlanMill[®] erhältlich

Grandio blocs

5 × Gr. 12 LT/HT
(REF siehe Tabelle)

Grandio blocs

5 × Gr. 14L LT/HT
(REF siehe Tabelle)

Grandio disc

1 × 15 mm (Ø 98 mm)
(REF siehe Tabelle)

	Blocks 12	Blocks 14L	Disc 15 mm
A1 LT	6003	6018	6050
A2 LT	6004	6019	6051
A3 LT	6005	6020	6052
A3.5 LT	6006	6021	6053
B1 LT	6007	6022	6054
C2 LT	6008	6023	6055
BL LT	6009	6024	6056
A1 HT	6012	6027	6057
A2 HT	6013	6028	6058
A3 HT	6014	6029	6059
A3.5 HT	6015	6030	6060

Structur CAD

Ein Langzeitprovisorium, das hält, was es verspricht und zudem einfach und schnell in der Herstellung ist? Kein Problem mit Structur CAD, dem Composite für temporäre Restaurationen per CAD/CAM Verfahren.

Structur CAD ist ein gefülltes Composite, bei dem die Füllstoffe für eine hohe Qualität und somit für eine sichere Tragedauer speziell bei Langzeitprovisorien sorgen. Damit repräsentiert Structur CAD die neueste Generation temporärer Restaurationen.

CAD/CAM
Composite für die
temporäre
Versorgung



Die Vorteile im Überblick:

- **Schnelle und effiziente** CAD/CAM Herstellung passgenauer temporärer Restaurationen
- **Höchste Qualität und Ästhetik** für eine lange, sichere Tragedauer – besonders geeignet für Langzeit-Provisorien und semi-permanente Restaurationen
- **Exzellente Kantenstabilität**
- **Müheloses Polieren** und Individualisieren – intra- und extraoral
- Verwendung eines MMA-Primers nicht notwendig

Blocks 5 x Gr. 40L

5 x Gr. 40L A1	REF 6076
5 x Gr. 40L A2	REF 6077
5 x Gr. 40L A3	REF 6078

Disc 1 x 20 mm (Ø 98 mm)

Disc A1	REF 6071
Disc A2	REF 6072
Disc A3	REF 6073



Jetzt: Testen ohne Risiko

+ 200 g
gratis

Testen Sie jetzt V-Print model 2.0, V-Print dentbase oder V-Print splint comfort

Beim Kauf einer 1.000 g Flasche der oben genannten V-Print-Produkte erhalten Sie kostenfrei eine 200 g Flasche dazu. Bei Nichtgefallen können Sie die ungeöffnete 1.000 g Flasche zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Der Versand der 200 g Flasche erfolgt durch VOCO.

V-Print®

VOCO hält mit der V-Print Familie dem professionellen Anwender praxiserprobte Dentalmaterialien der Spitzenklasse für den 3D-Druck bereit.

Alle 3D-Druckmaterialien werden im VOCO Stammsitz in Cuxhaven von einem interdisziplinären Forscherteam aus Zahntechnikern, Dentalingenieuren und Chemikern entlang der digitalen Prozesskette entwickelt – so wird ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit und Praxistauglichkeit gewährleistet. V-Print Druckmaterialien von VOCO bringen praktische Vorteile mit, um Ihnen Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern.

VOCO



TRUSTED
PARTNER



4 + 1
Flasche
gratis¹

rapidshape

ASIGA®

ACKURETTA

MICROLAY®

W2P

straumann

dental wings

3shape

exocad

	Farbe	Indikationen	Klasse	Flasche	
V-Print c&b temp	A1	Langzeitprovisorien wie Kronen, Brücken und Mock-ups	MP IIa	500 g	REF 6897
	A2				REF 6898
	A3				REF 6899
V-Print SG	clear	Dentale Bohrschablonen	MP IIa	1000 g	REF 6043
V-Print splint	clear	Therapeutische Schienen Hilfs- und Funktionsteile, die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching)	MP IIa	1000 g	REF 6044
V-Print splint comfort	clear	Therapeutische Schienen Hilfs- und Funktionsteile, die Diagnose betreffend, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching), Gaumenplatten	MP IIa	1000 g	REF 6126
V-Print dentbase	pink	Herausnehmbare Prothesenbasen	MP IIa	1000 g	REF 6048
V-Print tray	blue	Individuelle Abform- und Funktionslöffel Basen für Bisschablonen und Wachsaufstellungen in der Teilprothetik, Bissregistrare	MP I	1000 g	REF 6047
V-Print Try-In	beige	Einprobekörper für die Total- und Teilprothetik Transfer- und Einschleifschablonen, Korrekturabformungen und Bissnahmen	MP I	1000 g	REF 6049
V-Print model 2.0	beige	Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle	Tec Resin	1000 g	REF 6128
V-Print model fast	blue	Dentale Modelle	Tec Resin	1000 g	REF 6125
V-Print cast	blue	Herstellung rückstandslos verbrennbarer Objekte für Gießprozesse und Presskeramik	Tec Resin	1000 g	REF 6045

Fordern Sie Ihren kostenlosen
3D-Musterdruck an:
www.voco.dental/formular/3d-musterdruck



Alle Druckpartner finden Sie
unter www.voco.dental/3dprintingpartners



Quick Up®

Der Halt von Totalprothesen ist häufig unbefriedigend. Ursachen sind vor allem Knochenatrophie, Resorptionsvorgänge und ein sich veränderndes Tegument. Implantate werden sehr häufig für die Fixierung von Totalprothesen verwendet. Für den Patienten spart dies Zeit, Aufwand und Kosten, der Zahnarzt kann sich auf die Implantologie konzentrieren und braucht die vorhandene Prothese nur mit den entsprechenden Attachments bzw. Sekundärteilen (Matrizen) für die lösbare Verbindung mit den Implantaten auszustatten. Das Quick Up Set enthält alle Komponenten, die gebraucht werden, um Matrizen, Attachments und andere Befestigungselemente in Prothesen mit Kunststoff-Basis zu befestigen.

Befestigung von
Attachments und
Sekundärteilen in der
Prothese –
ohne Karenzzeit

Die Vorteile im Überblick:

- Sehr einfache chair-side Anwendung
- Hohe Festigkeitswerte
- Komplettes Set für sofortige Anwendung inklusive Kontroll- und Ausblockmaterial für zu schützende Primärstrukturen, wie z.B. Implantate
- Ideale Kombination von selbsthärtendem Befestigungsmaterial und lichthärtendem Korrekturmateri
- Quick Up ist gingivafarben



Set QuickMix

1 x 7,5 g QuickMix Spritze
1 x 5 ml QuickMix Spritze Fit Test C & B
1 x 2 g Quick Up LC Spritze
1 x 4 ml Adhäsiv Flasche
+ Zubehör

REF 1625

Beim Kauf eines
Sets

12%*
sparen!

Ihre Bestellung

Zur Bestellung der gezeigten VOCO Highlights sprechen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder Ihren VOCO-Außendienstmitarbeitenden an. Angebote sind nur bei teilnehmenden Handelspartnern gültig. Sonderpreise Ihres Depots werden in jedem Fall berücksichtigt.

Der VOCO-Außendienst – immer für Sie da

Sie wünschen sich den „Rundum-Service“? Jemanden, den Sie bei Fragen zu Produkten sofort persönlich kontaktieren können, ohne lange in einer Warteschleife zu hängen? Jemanden, der dann zu Ihnen kommt, wenn es bei Ihnen passt? Dann ist unser Außendienst-Team genau das Richtige für Sie!

Rund 50 Dentalberater:innen sind tagtäglich für Sie im Einsatz. Ob Fragen, Wünsche, Bestellungen, Schulungen – sie kümmern sich um fast jedes Ihrer Anliegen.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Mit unserem Dentalberater-Finder voco.dental/dentalberater-findende können Sie einfach herausfinden, wer Ihr persönlicher Ansprechpartner ist.


VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

*gegenüber Einzelkauf †Nach Bestellung und Lieferung der geforderten Menge durch das von Ihnen gewählte Depot erhalten Sie eine weitere Packung direkt von VOCO als Rabatt geliefert. Gilt nur für gewerbliche Labore.

Dieser Prospekt wurde
überreicht durch:



VC 84 01.12.30 DE 0223