



# Dentale Lösungen für Praxis und Labor

Zusammen ein Lächeln voraus





 **Icon**

 **Constic**

 **Luxatemp Star**

 **TempoCem**

 **LuxaBite**

 **DeltaFil**

 **Silagum**

 **O-Bite**

 **LuxaPost**

 **Ecosite**

 **LuxaCore Z**

 **LuxaBond**

 **Vitique**

 **LuxaCrown**

 **PermaCem**

 **Ionosit Baseline**

 **LuxaPrint**

 **MiniDam**

 **Flairesse**

 **StatusBlue**

 **LuxaForm**

 **Honigum Pro**

 **DentaMile**



Zusammen  
ein Lächeln voraus



## Dentalen Fortschritt gemeinsam gestalten

Jede Weiterentwicklung in der Zahnmedizin und -technik ist ein Gewinn für die Menschen. Seit sechs Jahrzehnten gestalten wir bei DMG diesen Prozess aktiv mit, im engen Austausch mit den Anwendern. Dabei denken wir heute vor allem in ganzheitlichen Lösungen und validierten Arbeitsabläufen, die Ihnen die Arbeit in Praxis und Labor erleichtern.

## Investieren in die dentale Zukunft

Knapp 20 Prozent unserer Belegschaft forschen und entwickeln. Das klingt viel – und ist es auch. Digitalisierung, moderne Restaurationskonzepte, Prävention und frühe Intervention sind die faszinierenden Entwicklungsfelder, auf denen wir für Sie aktiv sind.

## Damit Sie sicher sein können

Alles, worauf der Name DMG steht, ist mit höchster Sorgfalt in Hamburg produziert, strengstens kontrolliert und zertifiziert. Rund 30 Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei DMG im Qualitätsmanagement und in der Qualitätskontrolle. Das Ergebnis: Premium-Produkte, auf die Sie sich verlassen können.

## Weltweit bestens vernetzt

Unsere hochwertigen Dentalmaterialien, innovativen Applikationsformen und Behandlungskonzepte werden mittlerweile in über 80 Ländern geschätzt. Wir gelten als weltoffen und pflegen ein stetig wachsendes internationales Praxis- und Forschungsnetzwerk.

**Wir freuen uns darauf, die dentale Zukunft auch in den nächsten Dekaden gemeinsam mit Ihnen zu gestalten.**



# Werden Sie **Teil** der **DMG Community.**

## **Wir bei DMG lieben den Dialog.**

Als Ihr Partner unterstützen wir Sie daher nicht nur mit hochwertigen Produktlösungen in Ihrer Arbeit, sondern zum Beispiel auch durch zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen. Mit Vorträgen, Hands-on-Workshops oder Live-Behandlungen – online, in unserem Dental Training Center oder direkt bei Ihnen in der Praxis.

Außerdem freuen wir uns immer über Besuch: hier in Hamburg, bei Firmenführungen mit Praxisteams, Dentallaboren, Berufsschulklassen, Professoren und Studenten aus aller Welt. Bei zahlreichen Veranstaltungen – wie etwa der von uns initiierten Interdentale. Oder auch online, auf einem unserer Social-Media-Kanäle. **Sehen wir uns?**



## Für Sie vor Ort


Das ganze Jahr über sind wir auf zahlreichen Messen und Kongressen weltweit präsent. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

**Termine und Infos finden Sie hier:**




## DMG Academy

Über unsere digitale Schulungsplattform DMG Academy erhalten Sie Ihre Fortbildung, wann immer Sie es möchten. Kostenfrei und zeitlich unabhängig, können Sie Trainings zu verschiedenen dentalen Themen und DMG Produkten abrufen. Für Zahnärzte und ZFA ebenso wie für Zahntechniker – zum Teil auch mit Fortbildungspunkten.



Melden Sie sich an:



Abonnieren Sie den DMG Newsletter!



## Social Media



Anwendungsfilme, Video-Tutorials, Erfahrungsberichte und vieles mehr finden Sie auf youtube/dmgdental. Folgen Sie @dmgdental außerdem auch auf Facebook, Instagram oder LinkedIn, um immer up to date zu sein.



Vernetzen Sie sich mit uns auf diesen Kanälen:



## Interdentale

Die Interdentale ist die Event-Reihe speziell für junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner. Mit innovativen Vorträgen und Workshops – online & onsite!

Mehr Infos und alle Termine: [my-interdentale.com](http://my-interdentale.com)



# Inhalt

## Die DMG Produkte im Überblick

### Software

DentaMile connect 14

### Hardware

DMG 3Demax 15

DMG 3Delite 15

DentaMile Lab5 16

DentaMile Lab5 Pro 16

DMG 3Dewash 17

DMG 3Decure 17

### Resins

LuxaPrint Ortho Plus 18

LuxaPrint Ortho 18

LuxaPrint Ortho Flex 19

LuxaPrint Model 19

LuxaPrint Gingiva 20

LuxaPrint Tray 20

LuxaPrint Cast 21

## Prävention und frühe Intervention

### Prophylaxe

Flairesse Paste 24

Flairesse Gel/Foam 24

Flairesse Varnish 25

### Infiltration

Icon Proximal 26

Icon Vestibular 26

DMG MiniDam 27

## Direkte Füllungstherapie

### Composite

Ecosite Elements 30

Ecosite One 31

Ecosite Bulk Fill 31

Constic 32

EcuSphere Flow 32

EcuSphere Carat 33

EcuSphere Shape 33

### Glasionomerzement

DeltaFil 34

### Unterfüllungsmaterial

Ionosit Baseline 34

### Haftvermittler

LuxaBond Universal 35

LuxaBond Total Etch 35

Ecosite Bond 36

Contax 36

### Stumpfaufbaumaterial

LuxaCore Z Dual 37

LuxaCore Z Post System 37

### Wurzelstifte

LuxaPost 38

### Zubehör

DMG Etching Gel 38

Safetip Dispenser 39

Safetip Dispenser Pro 39



### DeltaFil

Ein innovativer GIZ für die generations-  
übergreifende Füllungstherapie  
Mehr dazu auf Seite 34



## Abformung

### Abformmaterial

Honigum Pro Light	42
Honigum Pro Mono	42
Honigum Pro Heavy	43
Honigum Pro Putty	43
Honigum Pro Scan	44
Honigum Light	44
Honigum Mono	45
Honigum Heavy	45
Honigum Putty	46

Silagum Light	46
Silagum Medium	47
Silagum Mono	47
Silagum Putty	48
Silagum Putty Soft	48
StatusBlue	49
LuxaForm	49

### Retraktionsmittel

DMG Retraction Paste	50
----------------------	----

### Bissregistriermaterial

O-Bite	50
O-Bite Scan	51
LuxaBite	51

### Unterfütterungsmaterial

Silagum Comfort	52
LuxaPick-up	52

### Mischgerät

MixStar eMotion	53
DMG Tray Adhesive	53

## Temporäre Prothetik

### Provisorien

Luxatemp Star	55
Luxatemp Fluorescence	55
Luxatemp Plus	56
Luxatemp Solar	56

### Provisorische Reparatur

LuxaFlow Star	57
---------------	----

### Oberflächenversiegelung

Luxatemp Glaze & Bond	57
-----------------------	----

### Langzeitstabile

#### Hochleistungsprovisorien

LuxaCrown	58
-----------	----

#### Provisorische Befestigung

TempoCem ID	58
TempoCem NE	59
TempoCem	59

## Permanente Prothetik

### Befestigungszemente

PermaCem Universal	62	Vitique	64
PermaCem 2.0	62	Vitique Silane	65
PermaCem Dual	63		
PermaCem	63		

## Tabellen und Übersichten

### Welches Material wofür?

Direkte Versorgung: Restaurative	68	Automix Dispenser	77
Prävention und Infiltration	69	Applikationstips	78
Abformung	70	MixStar Tips	79
Direkte Versorgung: Haftvermittler	71		
Abformung mit Honigum	72	Symbole, Stichwortverzeichnis	80
Abformung mit Honigum Pro	73		
Zemente: temporär und permanent	74		
Prothetische Versorgung: temporär und langzeitstabil	76		



# 3D wie ich es will: **DMG DentaMile**

Ob digitaler Einsteiger oder schon 3D-erfahren: DentaMile von DMG macht es Ihnen so leicht wie noch nie, die Vorteile des dentalen 3D-Drucks zu nutzen. Die DentaMile Lösungen vernetzen Partner in Praxis und Labor. Und sie eröffnen Ihnen vielfältige Formen der Zusammenarbeit in individualisierbaren digitalen Workflows. **Ganz nach dem DentaMile Prinzip: Schnell. Intuitiv. Validiert.**

## Flexibel, **schnell** und **gut vernetzt**


Mit DMG DentaMile entscheiden Sie selbst, wie Sie am digitalen Workflow teilhaben – auch ohne eigenen 3D-Drucker.

Präzise Aufbisschienen, zahntechnische Modelle oder Bleaching-Schienen im 3D-Druck fertigen? Schnell, einfach und wirtschaftlich effizient?

Kein Problem mit der DentaMile connect Software und den validierten Workflows.

Sie können Gestaltung und Druck der Objekte selbst übernehmen oder an einen in der Cloud vernetzten Partner delegieren.

Das DentaMile Netzwerk eröffnet Ihnen so neue, auch wirtschaftlich überzeugende Möglichkeiten.



## 3D aus einer Hand

Ganzheitlich denken: Das DMG DentaMile Portfolio bietet Ihnen alle Komponenten für den modernen dentalen 3D-Druck aus einer Hand. Von der preisgekrönten cloudbasierten Software DentaMile connect über leistungsfähige 3D-Drucker und Nachbearbeitungseinheiten bis zu hochwertigen Materialien für verschiedenste Einsatzzwecke.

## Gescannt, gedruckt, geliefert: der **DentaMile Print Service**


3D-Druck ohne eigenen Drucker? Als perfekte Ergänzung zum cloudbasierten DentaMile connect Netzwerk bietet unser hauseigener Print Service die Erstellung von hochpräzisen 3D-Drucken aus übermittelten Design-Dateien an – versandbereit innerhalb von 24 Stunden. Die Ergebnisse werden als Halbfertigprodukt geliefert und in Labor oder Praxis finalisiert. So schnell und einfach kann 3D-Druck sein.

Mehr 3D-Druck-Infos?

[www.dentamile.com](http://www.dentamile.com)



# DentaMile connect: die preisgekrönte Software, die technische Barrieren überwindet



DentaMile connect ermöglicht die einfache Vernetzung aller im Produktionsprozess Beteiligten: Menschen, Geräte und Technologien. Ohne räumliche und technische Barrieren. Einfach und effizient. Die von DMG entwickelte cloudbasierte Software vereinfacht damit das 3D-Drucken so stark, dass die Technologie ganz leicht komplett in den Arbeitsalltag integriert werden kann.

DentaMile connect sorgt außerdem dafür, dass der Workflow in der Medizinprodukteherstellung abgesichert und validierbar wird. Fehler werden minimiert, neue Applikationen ohne zusätzlichen technischen Aufwand erschlossen.

Dafür wurde DentaMile connect mit dem German Innovation Award 2020 ausgezeichnet.

## 3D wie ich es will: die flexiblen DentaMile Nutzungsoptionen

Selbst 3D drucken? Mit einem Zahnarzt oder einem Partnerlabor vernetzen? Nur scannen? Oder auch digital gestalten? Egal wie, Sie können am digitalen Workflow teilhaben – auch ohne eigenen 3D-Drucker. Das flexible Nutzungsmodell der DentaMile connect Software bietet Ihnen mit den 4 Nutzungsoptionen »Creator«, »Creator Plus«, »Designer« und »Producer« alle Möglichkeiten. Sie entscheiden, was Sie tun möchten – und welche Option die richtige für Ihren Bedarf ist.


- **Cloudbasiert: Räumliche Entfernung spielt keine Rolle**
- **»Smart Connectivity« für Vernetzung ganzer Systeme**
- **Steuerung aller Be- und Verarbeitungsprozesse mit einer Software: Design, Slicing, Druck, Nachbearbeitung**
- **Intuitive, einfache Bedienung**
- **Flexibel: Vier Nutzungsoptionen, ganz nach individuellem Bedarf**



# Validiert und effizient: DentaMile Workflows für Modelle, Bleaching- und Aufbisssschienen

Passgenaue Bleaching-Schienen, Aufbisssschienen oder Modelle im 3D-Druck fertigen? Schnell und effizient? Kein Problem. DentaMile connect und die validierten DentaMile Workflows unterstützen Sie darin, Arbeitsabläufe zu optimieren und noch präzisere Ergebnisse zu erzielen.

Die ganzheitlichen Workflows berücksichtigen alle Arbeitsschritte und beteiligten Komponenten. Die Handhabung ist maximal nutzerfreundlich. Die validierten Abläufe garantieren die verlässliche Qualität der gedruckten Objekte.



## Die DentaMile Workflows: handfeste Vorteile für Praxis und Labor



### Einfacher arbeiten

Nur wenige Schritte bis zum Druckobjekt, bei einfacher, intuitiver Handhabung. Präzises Gestalten wird so einfach wie nie.



### Höhere Arbeitseffizienz, mehr freie Kapazitäten

Im 3D-Druck lassen sich Objekte mit wenigen Mausklicks herstellen und beliebig reproduzieren. Die digitalen Workflows helfen z. B. auch, den zeitaufwändigen Prozess des Versendens von Modellen zu vermeiden.



### Zeit und Kosten sparen

Die schlanken Workflows sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit. Viele Schritte können delegiert werden. Im Vergleich zur konventionellen Erstellung entfällt ein Großteil des Arbeits- und Materialaufwands.



### Gut vernetzt profitieren – mit oder ohne eigenen 3D-Drucker

Sie entscheiden, wie Sie am digitalen Workflow teilhaben möchten – auch ohne eigenen Drucker. Erfolgreich vernetzen, Druckaufträge delegieren oder erhalten? Kein Problem.



### Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor

Die DentaMile connect Software und ihre Workflows sind cloudbasiert. Das macht den Austausch zwischen allen Beteiligten schneller, einfacher und räumlich unabhängig.



### Einfaches Hochladen und Übertragen von Daten

Mit der File Transfer Funktion können STL-Dateien einfach und schnell in einer gesicherten Umgebung hoch- und heruntergeladen werden – auch als Paket, mit direkter Fall-Zuordnung.



### Kompatibel mit bestehenden digitalen Workflows

Die DentaMile Workflows sind offen konzipiert. Bereits vorhandene Design-Software oder Hardware-Komponenten lassen sich z. B. im Model-Workflow unkompliziert einbinden.



### 3D aus einer Hand, inklusive Material

Das DMG DentaMile Portfolio umfasst alle Komponenten für einen alltagstauglichen, validierten digitalen Workflow. Aufeinander abgestimmt, aus einer Hand. Das passende Material, leistungsfähige 3D-Drucker und Nachbearbeitungseinheiten.



Das Sortiment für den digitalen Workflow ist direkt bei DMG erhältlich.  
Mehr Infos: 0800 364 42 62 oder [service@dmg-dental.com](mailto:service@dmg-dental.com)



# Digitaler Workflow

Software

Hardware

Resins



**Die cloudbasierte Software, die technische Barrieren überwindet, Zahnärzte und Labore vernetzt und die Zusammenarbeit fördert!**

Dank DentaMile connect ist das 3D-Drucken so stark vereinfacht, dass die Technologie komplett in den Arbeitsalltag integriert werden kann – ob in der Zahnarztpraxis oder im zahntechnischen Labor.

**Produktvorteile**

- Cloudbasiert – daher ortsunabhängiger Zugang
- Keine Installation einer Software nötig
- Sofort-Einstieg ohne großen Schulungsaufwand
- Kurze Einarbeitungszeiten
- Zeitnahe Kommunikation
- Vernetzung aller im Produktionsprozess Beteiligten
- Rasche Delegierbarkeit
- immer auf dem neusten Stand

**Die Optionen mit DentaMile connect im Überblick**

Leistungsumfang	Creator	Creator Plus	Designer	Producer
Patientendaten erstellen und STL-Dateien hochladen	✓	✓	✓	✓
Design Workflow (inkl. virtueller Artikulator)	✗	✗	✓	✓
Automatisierter 3D-Druck	✗	✗	✗	✓
Fälle teilen bzw. delegieren	✓	✓	✓	✓
Verbindungen zu anderen Nutzern von DentaMile connect	Begrenzt auf eine Verbindung zu einem Designer oder Producer	Unlimitierte Verbindungen zu Designern oder Producern	Max. 15 Creator Verbindungen; Unlimitierte Verbindungen zu Creator Plus oder Producern	Unlimitierte Verbindungen zu Creator, Creator Plus oder Designern
Cloud-Speicher	5 GB	5 GB	5 GB	5 GB
Kostenfreie Updates	✓	✓	✓	✓
Service & Support	✓	✓	✓	✓

**Handelsformen**

DMG DentaMile connect – Creator  
 DMG DentaMile connect – Creator Plus  
 DMG DentaMile connect – Designer  
 DMG DentaMile connect – Producer

REF 170904  
 REF 170905  
 REF 170906  
 REF 170907



## DMG 3Demax



**Hochpräziser High-Speed 3D-Drucker für verschiedenste Anwendungsgebiete des dentalen 3D-Drucks.**

### Technische Daten

Größe (B/T/H) 335 x 349 x 541 mm;  
Bauraum 130 x 75 x 115 mm; Max. Werkstückhöhe 115 mm; Native Pixel +/- 34 µm; Verbindungen WLAN, TCP/IP, USB; Gewicht ca. 33 kg

### Produktvorteile

- Für ein weites Spektrum dentaler 3D-Anwendungen einsetzbar
- Force Feedback Option
- Großer Bauraum zum gleichzeitigen Herstellen mehrerer Werkstücke
- Extrem hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Kompromisslose Präzision
- Einfache, materialsparende Handhabung und Benutzerführung
- Validierter Prozess für reproduzierbare Druckergebnisse
- Sicherheit durch Materialidentifizierung (RFID)
- Intelligent vernetzter Workflow im Zusammenspiel mit 3Dewash und 3Decure
- Mit allen gängigen CAD-Programmen (STL-Dateien) kompatibel
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zuverlässige Servicestruktur

### Handelsformen

- |                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 DMG 3Demax Drucker                    | REF 170315 |
| 1 DMG 3Demax Drucker mit Force Feedback | REF 170355 |

## DMG 3Delite



**Der kompakte 3D-Drucker für den einfachen Einstieg in den digitalen Workflow.**

### Technische Daten

Größe (B/T/H) 335 x 349 x 541 mm;  
Bauraum 90 x 60 x 110 mm und 30 x 60 x 110 mm;  
Max. Werkstückhöhe 110 mm; Native Pixel +/- 34 µm;  
Verbindungen WLAN, TCP/IP, USB; Gewicht ca. 27 kg

### Produktvorteile

- Kompakt und platzsparend
- Einfachste Bedienbarkeit
- Extrem hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Kompromisslose Präzision
- Ressourcenschonende Handhabung von Verbrauchsteilen und -materialien
- Zwei unterschiedliche Bauräume für den effizienten Druck
- Validierter Prozess für reproduzierbare Druckergebnisse
- Sicherheit durch Materialidentifizierung (RFID)
- Force Feedback Option für Erhöhung der Druckgeschwindigkeit
- Intelligent vernetzter Workflow im Zusammenspiel mit DMG 3Dewash und DMG 3Decure
- Mit allen gängigen CAD-Programmen (STL-Dateien) kompatibel
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zuverlässige Servicestruktur

### Handelsformen

- |                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 1 DMG 3Delite Drucker                    | REF 170314 |
| 1 DMG 3Delite Drucker mit Force Feedback | REF 170354 |

### Zubehör

- |                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 24 DMG 3Delite Bauplattformen, Größe S | REF 170362 |
| 24 DMG 3Delite Bauplattformen, Größe L | REF 170363 |
| 24 DMG 3Delite Materialwannen, Größe S | REF 170364 |
| 24 DMG 3Delite Materialwannen, Größe L | REF 170365 |

# DentaMile Lab5



**Der Profidrucker für hohe Stückzahlen und Effizienz**

**Technische Daten**

Größe (B/T/H) 600 x 570 x 1660 mm; Baufläche (B/T) 231 x 130Z mm; Max. Werkstückhöhe 300 mm; Native Pixel +/- 30 µm; Verbindungen WLAN, TCP/IP, USB; Gewicht 110 kg; Auflösung 4K (3840 x 2160 pxl) bei 385 nm LED

**Produktvorteile**

- Überlegene Technik
  - Hochpräzise professionelle 4K Lichtquelle
  - Druckkammer bis 35 °C beheizbar
  - Integriertes Force Feedback System
  - LED Statusleiste
  - Motorisierte Haube lässt sich per Fußsensor öffnen und schließen
- Effiziente Anwendung
  - Sehr großer Bauraum zum gleichzeitigen Herstellen mehrerer Werkstücke
  - Extrem hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
  - Kompromisslose Präzision
- Höchste Sicherheit
  - Softwareunterstützte, validierte Anwendung ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse für dentale Produkte
  - Sicherheit durch Materialidentifizierung (RFID)
  - Mit allen gängigen CAD-Programmen (STL-Dateien) kompatibel

**Handelsform**  
 1 DentaMile Lab5 Drucker REF 170352

# DentaMile Lab5 Pro



**Der automatisierte Profidrucker für hohe Stückzahlen und Effizienz mit einer automatischen Nachfüll- und Abtrennfunktion (ASM) der fertigen Druckobjekte**

**Technische Daten**

Größe (B/T/H) 600 x 570 x 1660 mm; Baufläche (B/T) 231 x 130 mm; Max. Werkstückhöhe 300 mm bzw. 100 mm (bei Verwendung des ASM); Native Pixel +/- 30 µm; Verbindungen WLAN, TCP/IP, USB; 120 kg; Auflösung 4K (3840 x 2160 pxl) bei 385 nm LED

**Produktvorteile**

Der DMG DentaMile Lab5 Pro bietet überlegene Technik, effiziente Anwendung und höchste Sicherheit (Details siehe DMG DentaMile Lab5).

**Besonderheit**

Automatische Nachfüll- und Abtrennfunktion (ASM)

**Handelsform**  
 1 DentaMile Lab5 Pro Drucker mit ASM REF 170353

## DMG 3Dewash



Reinigungseinheit für die nach Herstellervorgaben systematisch und standardisiert umgesetzte Reinigung der Druckobjekte im Rahmen der unterstützten Prozesssicherheit.

### Technische Daten

Größe (B/T/H) 230 x 450 x 270 mm; Volumen 130 x 75 x 60 mm; Verarbeitungszeit zwischen 4-8 Minuten, je nach Material; Reinigungsmaterial Isopropanol, weitere gem. Materialvorgaben; Verbindungen WLAN/LAN

### Produktvorteile

- Vollautomatische Reinigung in 4-8 Minuten
- Kein Kontakt mit klebrigen Harzen und Reinigungsflüssigkeiten
- Validierte Workflows
- Touch-Display-Steuerung
- Computergesteuerte Programme gewährleisten den effektivsten Einsatz der Reinigungsflüssigkeiten

### Handelsform

1 DMG 3Dewash Reinigungseinheit REF 170316

### Zubehör

3 DMG 3Dewash Reinigungsvorratsbehälter REF 170340  
6 Flaschen à 800 ml LuxaPrint Clean IPA REF 170291  
6 Leerflaschen à 800 ml für LuxaPrint Clean IPA REF 170343

## DMG 3Decure



Nachbelichtungseinheit für die finale Belichtung im Rahmen eines kontrollierten gesteuerten Prozesses.

### Technische Daten

Größe (B/T/H) 230 x 380 x 270 mm;  
Volumen 130 x 75 x 60 mm; Verarbeitungszeit je nach Material; Verbindungen WLAN/LAN, USB

### Produktvorteile

- Vollautomatische Materialhärtungsprogramme
- Integrierter Touchscreen
- Netzwerkkonnektivität
- 360° Beleuchtung
- Mit DMG 3Dewash stapelbar

### Handelsform

1 DMG 3Decure Nachbelichtungseinheit

REF 170317

# LuxaPrint Ortho Plus



**Lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff**

Anwendungsgebiet: Generative Herstellung von Schienen und kieferorthopädischen Apparaturen. Zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa

Farbe: Transparent

**Produktvorteile**

- Klar transparent
- Exakte Passung
- Nicht spröde



**Packung**

385 nm		
1 Flasche à 5000 g, Farbe Transparent		REF 170216
1 Flasche à 2000 g, Farbe Transparent		REF 170215
1 Flasche à 1000 g, Farbe Transparent		REF 170211
1 Flasche à 500 g, Farbe Transparent		REF 170210
1 Flasche à 200 g, Farbe Transparent		REF 170259
405 nm		
1 Flasche à 1000 g, Farbe Transparent		REF 170213
1 Flasche à 500 g, Farbe Transparent		REF 170212
1 Flasche à 200 g, Farbe Transparent		REF 170260

# LuxaPrint Ortho



**Lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff**

Anwendungsgebiete: Herstellung von individuellen Bohrschablonen mit höchster Präzision und kieferorthopädischen Apparaturen. Zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse I

Farbe: Transparent

**Produktvorteile**

- Exakte Passung der Bohrhülse
- Bohrschablone exakt in Position
- Klar transparent, für perfekte Kontrolle
- »Durchblick« zum OP-Feld
- Autoklavierbar, für hohe hygienische Ansprüche



**Packung**

385 nm		
1 Flasche à 5000 g, Farbe Transparent		REF 170218
1 Flasche à 2000 g, Farbe Transparent		REF 170217
1 Flasche à 1000 g, Farbe Transparent		REF 170207
1 Flasche à 500 g, Farbe Transparent		REF 170206
1 Flasche à 200 g, Farbe Transparent		REF 170256
405 nm		
1 Flasche à 1000 g, Farbe Transparent		REF 170209
1 Flasche à 500 g, Farbe Transparent		REF 170208
1 Flasche à 200 g, Farbe Transparent		REF 170257

# LuxaPrint Ortho Flex



## Lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff

Anwendungsgebiete: Additive Fertigung von flexiblen Schienen im digitalen Workflow. Zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse I

Farbe: Transparent

### Produktvorteile

- Vielseitig einsetzbar
- Optimale Elastizität
- Extrem reißfest und bruchstabil
- Naturnahe Transparenz
- Leicht zu reinigen



### Packung

385 nm

1 Flasche à 5000 g, Farbe Transparent	REF 170284
1 Flasche à 2000 g, Farbe Transparent	REF 170281
1 Flasche à 1000 g, Farbe Transparent	REF 170252
1 Flasche à 500 g, Farbe Transparent	REF 170250
1 Flasche à 200 g, Farbe Transparent	REF 170273

# LuxaPrint Model



## Lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff

Anwendungsgebiet: Herstellung von zahntechnischen Modellen mittels 3D-Druck. Das gedruckte Modell ist für die Herstellung von Tiefziehschienen geeignet

Farben: Beige, Grey, Ivory, Transparent

### Produktvorteile

- Feinste Oberflächenstruktur für perfekte Detailerkennung
- Dimensionsstabil
- Präzise



### Packung

385 nm / 405 nm

1 Flasche à 2000 g, Farbe Beige	REF 170265
1 Flasche à 1000 g, Farbe Beige	REF 170201
1 Flasche à 500 g, Farbe Beige	REF 170200
1 Flasche à 200 g, Farbe Beige	REF 170264
1 Flasche à 2000 g, Farbe Grey	REF 170263
1 Flasche à 1000 g, Farbe Grey	REF 170293
1 Flasche à 500 g, Farbe Grey	REF 170292
1 Flasche à 200 g, Farbe Grey	REF 170294
1 Flasche à 2000 g, Farbe Ivory	REF 170279
1 Flasche à 1000 g, Farbe Ivory	REF 170276
1 Flasche à 500 g, Farbe Ivory	REF 170274
1 Flasche à 200 g, Farbe Ivory	REF 170272

385 nm

1 Flasche à 5000 g, Farbe Transparent	REF 170271
1 Flasche à 2000 g, Farbe Transparent	REF 170270
1 Flasche à 1000 g, Farbe Transparent	REF 170269
1 Flasche à 500 g, Farbe Transparent	REF 170268
1 Flasche à 200 g, Farbe Transparent	REF 170267

## LuxaPrint Gingiva



**Lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff**

Anwendungsgebiet: Additive Fertigung von Zahnfleischmasken zur Berücksichtigung der parodontalen Situation auf zahntechnischen Arbeits- bzw. Meistermodellen

Farbe: Pink

**Produktvorteile**

- Optimale Elastizität
- Extrem reißfest
- Zuverlässig dimensionsstabil
- Minimale Schrumpfung
- Natürliches Aussehen



**Packung**

385 nm	
1 Flasche à 1000 g, Farbe Pink	REF 170241
1 Flasche à 500 g, Farbe Pink	REF 170240
1 Flasche à 200 g, Farbe Pink	REF 170278
405 nm	
1 Flasche à 1000 g, Farbe Pink	REF 170286
1 Flasche à 500 g, Farbe Pink	REF 170287
1 Flasche à 200 g, Farbe Pink	REF 170288

## LuxaPrint Tray



**Lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff**

Anwendungsgebiet: Generative Herstellung von individuellen Abformlöffeln. Zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse I

Farbe: Turquoise

**Produktvorteile**

- Schnell zu drucken
- Extrem stabil
- Exakte Passung



**Packung**

358 nm / 405 nm	
1 Flasche à 5000 g, Farbe Turquoise	REF 170261
1 Flasche à 2000 g, Farbe Turquoise	REF 170258
1 Flasche à 1000 g, Farbe Turquoise	REF 170205
1 Flasche à 500 g, Farbe Turquoise	REF 170204
1 Flasche à 200 g, Farbe Turquoise	REF 170266

# LuxaPrint Cast



## Lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff

Anwendungsgebiet: Herstellung von rückstandsfrei ausbrennbaren Formen (z.B. Modellgussgerüsten, Kronen und Brücken)

Farbe: Dark Red

## Produktvorteile

- Feine Oberflächenstruktur
- Dimensionsstabil
- Problemlos gießbar (keine Muffelplatzer)



## Packung

385 nm / 405 nm

1 Flasche à 1000 g, Farbe Dark Red	REF 170203
1 Flasche à 500 g, Farbe Dark Red	REF 170202
1 Flasche à 200 g, Farbe Dark Red	REF 170262







# Prävention und frühe Intervention

Prophylaxe

Infiltration

## Flairesse Paste



**Zahnreinigungs- und Polierpaste zur professionellen Zahnreinigung (PZR) und Politur der Zahnoberflächen im Rahmen einer Prophylaxebehandlung.**

Anwendungsgebiete: Entfernung oberflächlicher weicher und harter Zahnbeläge, Entfernung extrinsischer Verfärbungen der Zahnhartsubstanzen

### Produktvorteile

- Optimaler Reinigungs- und Poliereffekt
- Spritzt nicht
- 3 Abrasionsgrade: fein, medium, grob
- Mit Xylit und Fluorid (12.300 ppm)
- 2 frische Geschmacksrichtungen: Minze und Melone



### Packung

200 Single-use units à 1,8 g

1 Haltering	
Minze fein	REF 220414
Minze medium	REF 220415
Minze grob	REF 220416
1 Tube à 75 ml	
Minze fein	REF 220417
Minze medium	REF 220418
Minze grob	REF 220419
Melone fein	REF 220423
Melone medium	REF 220424
Melone grob	REF 220425

## Flairesse Gel/Foam



**Prophylaxegel und -schaum zur abschließenden Behandlung im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung (PZR) und zur Integration in einen individuellen Prophylaxeplan.**

Anwendungsgebiete Gel: Förderung der Remineralisation des Zahnschmelzes nach professioneller Zahnreinigung, Remineralisation von Initialkaries. Zur abschließenden Behandlung im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung (PZR) und zur Integration in einen individuellen Prophylaxeplan.

Anwendungsgebiet Schaum: Förderung der Remineralisation des Zahnschmelzes nach professioneller Zahnreinigung

### Produktvorteile

- Wehrt Säureangriffe ab
- Mit Xylit und Fluorid (12.300 ppm)
- Tropft nicht
- Kurze Einwirkzeit: nur 1 Minute
- Zur Anwendung im Tray geeignet
- 3 frische Geschmacksrichtungen: Minze, Melone und Erdbeere



### Packung

1 Flasche à 480 ml Gel	
Minze	REF 220411
Melone	REF 220412
Erdbeere	REF 220413
1 Dose à 125 g Foam	
Minze	REF 220408
Melone	REF 220409
Erdbeere	REF 220410



## Feuchtigkeits- und speicheltoleranter

### Prophylaxelack

Anwendungsgebiete: Behandlung von hypersensiblen Zähnen, Versiegelung von überempfindlichen Zahnhälsen und freiliegendem Wurzeldentin, Schutzlack zur Kariesprävention, Remineralisation von Initialkaries

### Produktvorteile

- Desensibilisiert zuverlässig
- Mit Xylit und Fluorid (22.600 ppm)
- Auf den Zähnen nicht sichtbar
- Einfach in der Anwendung
- 2 frische Geschmacksrichtungen: Minze und Melone



### Packung

35 Single-use units à 0,4 ml  
Minze  
Melone

REF 220404  
REF 220405

## Icon Proximal



### Kariesinfiltrant zur mikroinvasiven Behandlung von Läsionen im Approximalbereich

Anwendungsgebiet: Mikroinvasive Behandlung von früher, nicht-kavierter Karies (röntgenologische Läsionstiefe bis ins äußere Dentindrittel) im approximalen Bereich

#### Produktvorteile

- Frühzeitiges Stoppen von approximaler Initialkaries, ohne Bohren
- Behandlung schwer erreichbarer approximaler Läsionen
- Kein unnötiger Verlust gesunder Zahnschubstanz
- Verlängerte Lebenserwartung des Zahns



#### Starter Pack

- 2 Behandlungseinheiten mit jeweils:
    - 1 Spritze à 0,30 ml Icon Etch
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
    - 6 Proximal Tips
    - 1 Luer-Lock Tip
    - 4 Separationskeile
- REF 220341

#### Vorteilspackung

- 7 Behandlungseinheiten mit jeweils:
    - 1 Spritze à 0,30 ml Icon Etch
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
    - 6 Proximal Tips
    - 1 Luer-Lock Tip
    - 4 Separationskeile
- REF 220237

## Icon Vestibular



### Infiltrant zur ästhetischen Behandlung von Läsionen im Glattflächenbereich

Anwendungsgebiete: Mikroinvasive Behandlung von nicht-kavitierten kariösen Schmelzläsionen, ästhetische Behandlung von mild bis moderat ausgeprägter Fluorose mit intakter Oberfläche, ästhetische Behandlung von idiopathisch oder traumatisch bedingten Spots

#### Produktvorteile

- Ästhetische Behandlung von White Spots
- Wiederherstellung der authentischen Zahnfarbe
- Erhalt gesunder Zahnschubstanz
- Sanfte, schmerzfreie Methode
- Behandlung in nur einer Sitzung



#### Starter Pack

- 2 Behandlungseinheiten mit jeweils:
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Etch
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
    - 6 Vestibular Tips
    - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220343

#### Vorteilspackung

- 7 Behandlungseinheiten mit jeweils:
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Etch
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
    - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
    - 6 Vestibular Tips
    - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220238

#### Nachfüllpackung

- 3 Spritzen à 0,45 ml Icon Etch
  - 15 Vestibular Tips
- REF 220384





## Gingivaschutz aus Silikon

Anwendungsgebiet: Silikonschutz zur relativen Trockenlegung des Approximalbereichs zwischen zwei Zähnen und dem Schutz der Gingiva vor Dentalmaterialien

## Produktvorteile

- Zuverlässiger lokaler Schutz des Approximalbereichs
- Schnell und einfach
- Komfortabel für den Patienten
- Sicherer Halt ohne Klammern
- Latexfrei
- Erleichtert die Infiltrationsbehandlung

---

**Packung**  
20 Stück

REF 220381





# Direkte Füllungstherapie

Composite

Glasionomerzement

Unterfüllungsmaterial

Haftvermittler

Stumpfaufbaumaterial

Wurzelstifte

Zubehör

# Ecosite Elements



## Nano-Hybrid-Composite System mit einzigartigem Handling und innovativem Farbsystem für den universellen Einsatz im Front- und Seitenzahnbereich

Anwendungsgebiete: Verlust von Zahnhartsubstanz bei Karies, Frakturen, Zahnabnutzung oder Entwicklungsstörungen; Diastema, Zahnverfärbung oder leichte Fehlstellung der Frontzähne; Zahn- oder Parodontalerkrankungen, z. B. Trauma und Parodontitis, die eine Schienung der betroffenen Zähne erfordern; Primär- und Sekundärprävention von Karies

## Produktvorteile

- Innovatives und modulares Farbkonzept
- Außergewöhnliches Handling dank NC1-Technologie
- Optimale Konsistenz für einfaches und schnelles Modellieren
- Sichere Adaptation an die Kavitätenwände dank Push-and-Flow-Effekt
- Schnelle Hochglanzpolitur für glänzende Ergebnisse



### Starter Pack

80 Safetips à 0,25 g (je 16 x) Ecosite Elements Pure Farben: B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220804
5 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Pure Farben: B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220800
64 Safetips à 0,25 g (je 16 x) Ecosite Elements Layer Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220806
4 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Layer Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220802
4 Spritzen à 2 g Ecosite Elements Highlight Farben: Incisal, A2 Opaque, White, Brown	REF 220803

### Vorteilspackung – Bundle S

1 Starter Pack Ecosite Elements Pure	
1 Starter Pack Ecosite Elements Layer	
1 Shade Guide Ecosite Elements Layer	
Spritzen	REF 111260
Safetips	REF 111261

### Vorteilspackung – Bundle XL

1 Starter Pack Ecosite Elements Pure	
1 Starter Pack Ecosite Elements Layer	
3 Refills à 4 g (A2, A3, A3.5)	
1 Ecosite Schubladeneinsatz	
1 Shade Guide Layer	
Spritzen	REF 111262
Safetips	REF 111263

### Nachfüllpackung

16 Safetips à 0,25 g Ecosite Elements Pure, Farbe B1	REF 220820
Ecosite Elements Pure, Farbe A2	REF 220821
Ecosite Elements Pure, Farbe A3	REF 220822
Ecosite Elements Pure, Farbe A3.5	REF 220823
Ecosite Elements Pure, Farbe A4	REF 220824
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Bleach	REF 220825
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Light	REF 220826
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Medium	REF 220827
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Dark	REF 220828
1 Spritze à 4 g Ecosite Elements Pure, Farbe B1	REF 220807
Ecosite Elements Pure, Farbe A2	REF 220808
Ecosite Elements Pure, Farbe A3	REF 220809
Ecosite Elements Pure, Farbe A3.5	REF 220810
Ecosite Elements Pure, Farbe A4	REF 220811
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Bleach	REF 220812
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Light	REF 220813
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Medium	REF 220814
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Dark	REF 220815
1 Spritze à 2 g Ecosite Elements Highlight, Farbe Incisal	REF 220816
Ecosite Elements Highlight, Farbe A2 Opaque	REF 220817
Ecosite Elements Highlight, Farbe White	REF 220818
Ecosite Elements Highlight, Farbe Brown	REF 220819

### Zubehör

1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829
1 Ecosite Elements Shade Guide Layer	REF 220833
1 Ecosite Elements Schubladeneinsatz	REF 220834
20 Luer-Lock Tips Silver	REF 220712



# Ecosite One



## Stopfbares One-Shade Nano-Hybrid-Composite für den Seitenzahnbereich

Anwendungsgebiete: Füllungen im Seitenzahnbereich (Klassen I und II einschließlich Ersatz einzelner Höcker), Füllungen der Klasse V (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte), Stumpfaufbau, Milchzahnfüllungen, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren

### Produktvorteile

- Dank spezieller One-Shade Technologie alle gängigen Zahnfarben wirtschaftlich und ästhetisch mit einer Universalfarbe versorgbar
- Sichere Durchhärtung bis 3 mm
- Außergewöhnliches Handling dank DMG eigener NC1-Technologie
- Einfaches Modellieren und präzise Kontaktpunktgestaltung
- In den meisten Fällen kein Blocker / Opaquer notwendig
- Hervorragende mechanische Eigenschaften dank spezieller Füllertechnologie
- Exzellente Polierbarkeit



### Packung

1 Spritze à 4 g	REF 220900
16 Safetips à 0,25 g	REF 220901

# Ecosite Bulk Fill



## Stopfbares Nano-Hybrid-Composite

Anwendungsgebiete: Füllungen im Seitenzahnbereich (Klassen I und II einschließlich Ersatz einzelner Höcker), Füllungen der Klasse V (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte), Stumpfaufbau, Milchzahnfüllungen, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren

### Produktvorteile

- In einer Schicht applizierbar, ohne zusätzliche Deckschicht
- Sichere Durchhärtung bis 5 mm
- Niedrige Schrumpfungswerte
- Einfaches Modellieren
- Präzise Kontaktpunktgestaltung
- Hervorragende mechanische Eigenschaften dank spezieller Füllertechnologie
- Exzellente Polierbarkeit



### Packung

16 Safetips à 0,25 g	REF 220755
Farbe Light	REF 220756
Farbe Universal	REF 220757
Farbe Contrast	REF 220757
1 Spritze à 4 g	REF 220752
Farbe Light	REF 220753
Farbe Universal	REF 220754
Farbe Contrast	REF 220754

### Zubehör

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## Constic



### 3-in-1 Flow Composite: Ätzen, Bonden und Füllen in einem Schritt

Anwendungsgebiete: Kleine Restaurationen der Klasse I und III, Restaurationen der Klasse V, Fissurenversiegelungen, erweiterte Fissurenversiegelungen, Unterfüllungen bei Klasse-I- bis -II-Restaurationen, Ausblocken und Auffüllen von Unterschnitten in Kavitäten, kleine okklusale Milchzahnkavitäten

#### Produktvorteile

- Selbstätzend und selbstadhäsiv
- Schneller, einfacher und effizienter Behandlungsablauf
- Röntgenopazität und zahnähnliche Fluoreszenz
- Vermeidung postoperativer Sensibilitäten
- Minimierung potenzieller Fehlerquellen



#### Packung

2 Spritzen à 2 g	
1 Pinselhalter	
20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock Tips Silver	
Farbe A1	REF 220700
Farbe A2	REF 220701
Farbe A3	REF 220702
Farbe A3.5	REF 220703
Farbe B1	REF 220704
Farbe Opaque White	REF 220705

#### Zubehör

20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock Tips Silver	REF 220712

## EcuSphere Flow



### Lichthärtendes, fließfähiges Universalcomposite

Anwendungsgebiete: Kleine Restaurationen der Kavitätenklassen I, III, IV, V, Milchzahnkavitäten, minimalinvasive Füllungen, Unterfüllungen, erweiterte Fissurenversiegelung, Ausblocken und Auffüllen von Kavitätenunterschnitten, Reparaturen von Composite-Restaurationen

#### Produktvorteile

- Niedrigviskos: fließend während und standfest nach der Applikation
- Direkte Applikation
- Sehr gute Polierbarkeit
- Natürliche Fluoreszenz

#### Besonderheit

Single und multi shade einsetzbar, ideal kombinierbar mit allen EcuSphere Produkten



#### Packung

2 Spritzen à 1,5 g	
10 Luer-Lock Tips	
Farbe A1	REF 220315
Farbe A2	REF 220314
Farbe A3	REF 220313
Farbe A3.5	REF 220312

#### Zubehör

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

# EcuSphere Carat



## Lichthärtendes, stopfbares Seitenzahncomposite

Anwendungsgebiete: Restaurationen aller Kavitätenklassen, speziell Klassen I und II; Herstellung von direkten Inlays und Onlays

### Produktvorteile

- Hochviskos: gut stopfbar
- Exzellentes Handling
- Kein Kleben am Instrument
- Gute Kavitätenadaption
- Hohe Standfestigkeit
- Natürliche Fluoreszenz

### Besonderheit

Besonders gut geeignet für die posteriore Anwendung



### Packung

20 Safetips à 0,3 g	
Farbe A1	REF 220323
Farbe A2	REF 220271
Farbe A3	REF 220322
Farbe A3.5	REF 220270
1 Spritze à 3 g	
Farbe A1	REF 220287
Farbe A2	REF 220267
Farbe A3	REF 220285
Farbe A3.5	REF 220266

### Zubehör

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

# EcuSphere Shape



## Lichthärtendes Universalcomposite

Anwendungsgebiete: Restaurationen aller Kavitätenklassen im Front- und Seitenzahnbereich

### Produktvorteile

- Mittelviskos: gut modellierbar
- Große Farbvielfalt
- Ausgezeichnete Modellierbarkeit
- Ein- und Mehrfarbschichttechnik
- Natürliche Fluoreszenz
- Hochglanzpolierbar



### Packung

20 Safetips à 0,3 g	
Farbe A1	REF 220327
Farbe A2	REF 220309
Farbe A3	REF 220307
Farbe A3.5	REF 220298
Farbe A4	REF 220346
Farbe B1	REF 220328
1 Spritze à 3 g	
Farbe A1	REF 220334
Farbe A2	REF 220308
Farbe A3	REF 220299
Farbe A3.5	REF 220297
Farbe A4	REF 220347
Farbe B1	REF 220335

### Zubehör

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## DeltaFil



### Glasionomerzement

Anwendungsgebiete: Klasse I, II, III und V Restaurationen von Milchzähnen, nicht-kaulastragende Klasse I und II Restaurationen; Sandwich-Technik, Klasse V Restaurationen; Sandwich-Technik, temporäre Klasse I, II, III und V Restaurationen, erweiterte Fissurenversiegelung, Base und Liner, Stumpfaufbau

### Produktvorteile

- Erhöhte Biegefestigkeit und Bruchzähigkeit
- Optimierte Ästhetik, natürlicher Oberflächenglanz
- Einfache Handhabung, keine Trockenlegung nötig
- Selbsthaftend
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Fluoridfreisetzung, Schutz vor Karies



### Packung

50 Applicaps à 370 mg, Pulver, 75 mg Flüssigkeit (0,07 ml)	
Farbe A1	REF 520000
Farbe A2	REF 520001
Farbe A3	REF 520002
Farbe A4	REF 520004
Farbe White	REF 520005
Farbe Dark	REF 520006

### Zubehör

1 Applicap Dispenser	REF 509344
----------------------	------------

## Ionosit Baseline



### Lichthärtendes Unterfüllungsmaterial für eine Verbesserung der Langlebigkeit von Restaurationen

Anwendungsgebiete: Unterfüllungsmaterial für Composite-Restaurationen, Ausblocken von Unterschnitten

### Produktvorteile

- Spaltfreie Restaurationen
- Ausgleich des Polymerisationsschrumpfes
- Permanente Fluoridfreisetzung
- Antibakteriell (durch Zinkgehalt)
- Kein lästiges Anmischen
- Schützt die Pulpa
- Versiegelung der Dentintubuli
- Vermeidung postoperativer Sensibilitäten
- Röntgenopak

### Besonderheit

Ebenfalls in der Saferinge erhältlich, für eine noch einfachere und schnellere Handhabung



### Packung

3 Saferinges à 0,33 g	REF 220091
2 Spritzen à 1,5 g	REF 213002

### Vorteilspackung

20 Saferinges à 0,33 g	REF 209538
6 Spritzen à 1,5 g	REF 213001

### Zubehör

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

## LuxaBond Universal



### Dualhärtendes Zwei-Flaschen Universal-Adhäsivsystem. Auch als Primer für indirekte Restaurationen anwendbar

Anwendungsgebiete:

Als Adhäsiv: für direkte Füllungen aus lichthärtenden Compositen u. Compomeren, lichthärtende Fissurenversiegelungsmaterialien, Stumpfaufbaumaterialien (licht-, selbst-, dualhärtend), Zementierung von indirekten Restaurationen und Wurzelstiften mit Befestigungszementen auf Composite-Basis (licht-, selbst-, dualhärtend), Zementierung von Veneers mit Befestigungscompositen mit der Schmelzätztechnik  
Als Primer: für indirekte Restaurationen aus Metall (Edelmetall, Nichtedelmetall), Zirkon/Aluminiumoxid, Silikatkeramik, Composite

#### Produktvorteile

- Wirkliche Universalität in jeder Hinsicht
- Enthält MDP
- Starke Haftung
- Minimierung von Fehlerquellen
- Durch Studie belegter klinischer Einsatz mit herausragender Haftkraft

Perfekter Partner für beste Haftung: PermaCem Universal (Seite 62), LuxaCore Z Dual (Seite 37)



#### Packung

1 Flasche à 5 ml Bond A	
1 Flasche à 4,5 ml Bond B	
25 Single-use Brushes White	
25 Endo Brushes	
1 Mischpalette	REF 213379

#### Zubehör

25 Single-use Brushes White	REF 109320
25 Endo Brushes Black	REF 212386

## LuxaBond Total Etch



### Dualhärtendes Adhäsivsystem für alle direkten und indirekten Techniken

Anwendungsgebiete: Dualhärtender Haftvermittler in Verbindung mit der Total-Etch-Technik auf Schmelz und Dentin, für alle direkten und indirekten Techniken wie die anspruchsvolle adhäsive Zementierung von Wurzelstiften und Stumpfaufbauten sowie Inlays, Onlays, Kronen und Brücken

#### Produktvorteile

- Selbsthärtend: Aushärtung auch ohne Licht
- Kein frühzeitiges Aushärten von »Bonding-Pfützen«
- Pre-bond für eine schnelle Aushärtung der Bondmischung im Dentin: überlegene Haftwerte, längere Verarbeitungszeit der Bondmischung
- Enthält kein Aceton

#### Besonderheit

Ideal als Partner von LuxaCore Z Dual (Seite 37), PermaCem (Seite 63), PermaCem Dual (Seite 63)



#### Starter Pack

1 Flasche à 5 ml Pre-bond	
1 Flasche à 5 ml Bond A	
1 Flasche à 5 ml Bond B	
1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel	
25 Endo Brushes Red	
25 Endo Brushes Black	
3 Luer-Lock Tips White	
1 Mischpalette	REF 212384

#### Nachfüllpackung

1 Flasche à 5 ml Pre-bond	REF 212389
---------------------------	------------

#### Zubehör

25 Endo Brushes Red	REF 212385
25 Endo Brushes Black	REF 212386
50 Luer-Lock Tips White	REF 109942



## Ecosite Bond



### Lichthärtendes Universal-Adhäsiv

Anwendungsgebiet: Haftvermittler für direkte Restaurationen aller Kavitätenklassen mit lichthärtenden Compositen, Compomeren undOrmoceren

### Produktvorteile

- Freie Wahl beim Ätzmodus: Self-Etch, Total-Etch, Selective-Etch
- Enthält MDP
- In jeder Situation sehr gute Haftwerte
- Ideal als Partner von Ecosite Elements und Ecosite Bulk Fill



### Packung

1 Flasche à 5 ml Ecosite Bond  
25 Single-use Brushes White REF 220758

### Zubehör

25 Single-use Brushes White REF 109320

## Contax



### Selbstätzendes und selbstkonditionierendes Adhäsivsystem

Anwendungsgebiet: Lichthärtendes Bonding zur Haftvermittlung von lichthärtenden Restaurativmaterialien auf Dentin und Schmelz

### Contax mit Activator zur Anmischung mit Contax Bond

Anwendungsgebiet: Für alle selbst- und dualhärtenden Restaurativmaterialien geeignet

### Produktvorteile

- Kein separater Ätzschritt
- Primern und Bonden in zwei Schritten
- Sichere, langlebige Haftung durch separaten Primer
- Verlässliche Demineralisierungstiefe
- Wasserbasierter Primer, damit techniktolerant
- Keine postoperativen Sensibilitäten

### Besonderheit

Contax muss auch in Verbindung mit dem Activator immer mit Licht ausgehärtet werden



### Starter Pack

1 Flasche à 5 ml Primer  
1 Flasche à 5 ml Bond  
25 Single-use Brushes White  
25 Single-use Brushes Red  
1 Mischpalette REF 220263

### Starter Pack + Activator

1 Flasche à 5 ml Primer  
1 Flasche à 5 ml Bond  
1 Flasche à 5 ml Activator  
25 Single-use Brushes White  
25 Single-use Brushes Red  
1 Mischpalette REF 220282

### Nachfüllpackung

1 Flasche à 5 ml Contax Primer REF 220281  
1 Flasche à 5 ml Contax Bond REF 220284  
1 Flasche à 5 ml Contax Activator REF 220283

### Zubehör

25 Single-use Brushes White REF 109320

## LuxaCore Z Dual



### Dualhärtendes Material für Wurzelstiftzementierung und Stumpfaufbau

Anwendungsgebiete: Stumpfaufbau, Befestigung von Wurzelstiften

#### Produktvorteile

- Dentingleiche Beschleifbarkeit: riefenfreie Präparation
- Besonders hohe Druckfestigkeit: gute Stabilität unter der Krone
- Exzellente Fließigenschaften: optimale Anpassung
- Dualhärtung: flexibles Arbeiten
- Sofort hohe Endhärte
- Direkte Applikation mit Intraoral- und Endo Tips: speziell für Wurzelkanäle
- Drei Farben zur Auswahl



#### Packung

2 Smartmix Syringes à 9 g, 20 Smartmix Tips Combi Farbe Opaque Light	REF 213336
Farbe A3	REF 213334
Farbe Blue	REF 213335
2 Smartmix Syringes à 9 g, 10 Smartmix Tips Combi Farbe Opaque Light	REF 233336
Farbe A3	REF 233334
Farbe Blue	REF 233335
1 Smartmix Syringe à 9 g, 10 Smartmix Tips Combi Farbe A3	REF 213339
1 Kartusche à 95 g, 25 Automix Tips Yellow 1:1 16 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow Farbe A3	REF 213430
Farbe Blue	REF 213431
1 Kartusche à 48 g, 30 Automix Tips Yellow 1:1	
20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow Farbe Opaque Light	REF 213332
Farbe A3	REF 213330
Farbe Blue	REF 213331

#### Zubehör

siehe rechts

## LuxaCore Z Post System



### Systempackung für die post-endodontische Versorgung

Anwendungsgebiete:

LuxaCore Z Dual, siehe Seite 37, linke Spalte;  
LuxaPost, siehe Seite 38;  
LuxaBond Total Etch, siehe Seite 35

#### Produktvorteile

- 3 Top-Produkte zur post-endodontischen Versorgung in einer Packung
- Zusätzlich: CD mit Anwendungsvideo
- Praktische, übersichtliche Anordnung in der Packung



#### Systempackung

LuxaPost	
5 Stifte ø 1,25 mm	
1 Bohrer ø 1,25 mm	
LuxaBond Total Etch	
1 Flasche à 5 ml Pre-bond	
1 Flasche à 5 ml Bond A	
1 Flasche à 5 ml Bond B	
25 Endo Brushes Red	
25 Endo Brushes Black	
1 Mischpalette	
DMG Etching Gel	
1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel	
3 Luer-Lock Tips	
LuxaCore Z Dual	
1 Smartmix Syringe à 9 g, Farbe A3	
20 Smartmix Tips Combi	REF 110862
Zubehör	
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
20 Automix Tips Endo L	REF 110963
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201
50 Endo Tips Yellow	REF 212280
50 Smartmix Tips Combi	REF 212042
50 Smartmix Tips Endo	REF 212041
20 Smartmix Tips Endo L	REF 213083

## LuxaPost



### Glasfaserverstärkter, vorsilanisierter Composite-Wurzelstift mit dentinähnlichem Biegemodul

Anwendungsgebiet: Schaffung einer zuverlässigen Retention des Stumpfaufbaus bei unzureichender koronaler Zahnhartsubstanz

#### Produktvorteile

- Perfekte Kombination mit LuxaCore Z: Monoblock
- Dentinähnliches Biegemodul: verringertes Wurzelfrakturrisiko
- Röntgenopak
- Vorsilanisiert
- Substanzschonend dank konischer Form
- Ein schneidkräftiger Bohrer pro Größe: kein Vorbohrer notwendig
- Hohe Ästhetik



#### Starter Pack

5 Stifte ø 1,25 mm Black	
5 Stifte ø 1,375 mm Purple	
5 Stifte ø 1,5 mm Green	
1 Bohrer ø 1,25 mm	
1 Bohrer ø 1,375 mm	
1 Bohrer ø 1,5 mm	
30 Tiefenmarkierer	
1 Messkarte	REF 110780

#### Nachfüllpackung

5 Stifte ø 1,25 mm Black	REF 110781
5 Stifte ø 1,375 mm Purple	REF 110782
5 Stifte ø 1,5 mm Green	REF 110783
5 Stifte ø 1,75 mm Red	REF 110961
1 Bohrer ø 1,25 mm	REF 110734
1 Bohrer ø 1,375 mm	REF 110735
1 Bohrer ø 1,5 mm	REF 110736
1 Bohrer ø 1,75 mm	REF 110962

#### Vorteilspackung

10 Stifte ø 1,25 mm Black	REF 110943
10 Stifte ø 1,375 mm Purple	REF 110944
10 Stifte ø 1,5 mm Green	REF 110945

## DMG Etching Gel



### Universelles Phosphorsäuregel

Anwendungsgebiet: Schmelz- und Dentinätzung

#### Produktvorteile

- 37 %iges Phosphorsäuregel
- Deutlicher Kontrast zur Zahnschmelzsubstanz durch die blaue Einfärbung
- Sicheres Konditionierungsergebnis
- Optimal eingestellte Viskosität
- Perfekte Dosierung und punktgenaue Applikation



#### Packung

2 Spritzen à 2 ml	
6 Luer-Lock Tips White	REF 212873

#### Zubehör

50 Luer-Lock Tips White	REF 109942
-------------------------	------------



## Safetip Dispenser



Dispenser zur direkten Applikation aller handelsüblichen Composite-Tips

### Produktvorteile

- Sicheres Einsetzen der Safetips
- Direkte Applikation
- Hygienische Anwendung
- Autoklavierbar
- Ergonomische Handhabung

### Besonderheit

Folgende Produkte können mit dem Safetip Dispenser verwendet werden:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



### Packung

1 Safetip Dispenser

REF 213122

## Safetip Dispenser Pro



Hochwertiger Dispenser zur ergonomischen, direkten Applikation mit allen handelsüblichen Composite-Tips

### Produktvorteile

- Leichtes Ausbringen dank paralleler Griffe
- Zielgenaues Applizieren durch geradlinige Bewegung
- Ergonomisches Arbeiten auch für kleine Hände
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Sicheres Einsetzen der Safetips durch Metallverriegelung
- Hygienische Anwendung
- Autoklavierbar

### Besonderheit

Folgende Produkte können mit dem Safetip Dispenser verwendet werden:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



### Packung

1 Safetip Dispenser Pro

REF 220829





# Abformung

Abformmaterial

Retraktionsmittel

Bissregistriermaterial

Unterfütterungsmaterial

Mischgerät

# Honigum Pro Light



## Hochpräzises Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

### Produktvorteile

- Intelligente Fließigenschaften und außergewöhnliche Standfestigkeit
- Gute Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details
- Extrem hohe Reißzähigkeit
- Gut lesbarer Farbkontrast



### Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929831
Honigum Pro Light Fast	REF 929832

### Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
40 Automix Tips Yellow 1:1	
40 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929835
Honigum Pro Light Fast	REF 929836

### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

# Honigum Pro Mono



## Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay-, Onlay- und Funktionsabformungen sowie Druckstellenermittlung und Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

### Produktvorteile

- Präzision in nur einem Schritt
- Leichte und sichere Entnahme
- Gute Hydrophilie und überlegenes Anfließverhalten
- Zeichnungsscharfe Darstellung der Präparationsgrenze
- Sehr hohe Reißfestigkeit



### Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Mono	REF 929568
Honigum Pro Mono Fast	REF 929978
2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929830
Honigum Pro Mono Fast	REF 929976

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Mono	REF 929569
Honigum Pro Mono Fast	REF 929979
8 Kartuschen à 50 ml	
16 Automix Tips Green 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929834

### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Pro Heavy



## Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

### Produktvorteile

- Hohe finale Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



### Packung

1 Kartusche à 380 ml, 10 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Heavy	REF 929537
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929638
2 Kartuschen à 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Pro Heavy	REF 929766
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929838

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml, 50 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Heavy	REF 929538
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929637
8 Kartuschen à 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Pro Heavy	REF 929837
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929839

### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Pro Putty



## Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

### Produktvorteile

- Hervorragendes Rückstellvermögen
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- Von Hand formbar oder echte Putty-Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche
- Sehr gute Reißfestigkeit



### Packung

1 Kartusche à 380 ml	REF 929374
10 MixStar Tips Blue	REF 929374
2 Dosen à 450 ml	
Honigum Pro Putty Soft	REF 929364
Honigum Pro Putty Soft Fast	REF 929365
Honigum Pro Putty Rigid Fast	REF 929366

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	REF 929375
8 Dosen à 450 ml	
Honigum Pro Putty Soft	REF 929369
Honigum Pro Putty Soft Fast	REF 929370
Honigum Pro Putty Rigid Fast	REF 929371

### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Pro Scan



## Scanbares Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Abformungen aller Art, z. B. Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate), Fixierung von Abformpfosten und Transferkappchen

### Produktvorteile

- Scanbar: sämtliche Honigum Pro Vorteile auch für den digitalen Workflow
- Kostengünstig, einfach, exakt – ohne Anschaffung kostenintensiver Technik
- Sichere Wiedergabe auch von Bereichen, die für ein Intraoral-System schwer erfassbar sind
- Kein Scanspray
- Fehlerquellen der konventionellen Modellherstellung werden ausgeschaltet
- Keine Irritationen durch minimale Kopf- oder Zungenbewegungen des Patienten wie beim Intraoralscan



### Packung

- Honigum Pro Scan Heavy
- 1 Kartusche à 380 ml
  - 10 MixStar Tips Blue REF 929981
  - 2 Kartuschen à 50 ml
  - 4 Automix Tips Green 1:1 REF 929983

- Honigum Pro Scan Light
- 2 Kartuschen à 50 ml
  - 10 Automix Tips Yellow 1:1
  - 10 Intraoral Tips Yellow REF 929984

### Zubehör

- 1 MixStar eMotion 230 V Int. REF 900480
- 50 MixStar Tips Blue REF 903334
- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1 REF 909507
- 50 Automix Tips Green 1:1 REF 909490
- 1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive REF 909394

# Honigum Light



## Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

### Produktvorteile

- Hervorragende Fließfähigkeit
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Ausgewogene Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details



### Packung

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 12 Automix Tips Yellow 1:1
- 12 Intraoral Tips
- Honigum Light REF 909831
- Honigum Light Fast REF 909832

### Vorteilspackung

- 8 Kartuschen à 50 ml
- 50 Automix Tips Yellow 1:1
- 50 Intraoral Tips Yellow
- Honigum Light REF 909835
- Honigum Light Fast REF 909836

### Zubehör

- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1 REF 909507
- 50 Automix Tips Yellow 1:1 REF 909200
- 50 Intraoral Tips Yellow REF 909201



## Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay-, Onlay- und Funktionsabformungen sowie Druckstellenermittlung und Überabformungen aller Art

### Produktvorteile

- Präzision in nur einem Schritt
- Sichere Darstellung der Präparationsgrenze
- Außergewöhnliche Zeichnungsschärfe
- Niedrige Endhärte
- Gute Hydrophilie



### Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909568
2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Transparent	REF 909830

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909569
8 Kartuschen à 50 ml	
20 Automix Tips Green 1:1	
20 Intraoral Tips Transparent	REF 909834

### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394



## Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

### Produktvorteile

- Besonders hohe Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Sehr gutes Fixationsvermögen
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



### Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909537
Honigum Heavy Fast	REF 909638
2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909766
Honigum Heavy Fast	REF 909838

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909538
Honigum Heavy Fast	REF 909637
8 Kartuschen à 50 ml	
16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909837
Honigum Heavy Fast	REF 909839

### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Putty



## Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

### Produktvorteile

- Echte Putty-Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche oder von Hand formbar
- Sehr gute Erhärtung bereits ab Mischbeginn
- Sehr gute Reißfestigkeit
- Einzigartige Snap-Set-Technologie (lange Verarbeitungszeit und kurze Mundverweildauer)
- Hervorragendes Rückstellvermögen
- Sehr gute Dimensionsstabilität



### Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 919374
2 Dosen à 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919364
Honigum Putty Soft Fast	REF 919365
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919366

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	REF 919375
8 Dosen à 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919369
Honigum Putty Soft Fast	REF 919370
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919371

### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Silagum Light



## Bewährtes Korrekturmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

### Produktvorteile

- Gute Hydrophilie
- Fließfreudige Viskosität
- Zwei Geschwindigkeiten: normal- und schnellhärtend



### Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909713
Silagum Light Fast	REF 909714

### Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909715
Silagum Light Fast	REF 909720

### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201



# Silagum Medium



## Mittelviskoses Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Unterfütterungs- und Funktionsabformungen, Druckstellenermittlung

### Produktvorteile

- Ausgezeichnetes Anfließverhalten
- Gute Standfestigkeit
- Normal- und schnellhärtend



### Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Medium	REF 909716
Silagum Medium Fast	REF 909717

### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

# Silagum Mono



## Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Funktionsabformungen

### Produktvorteile

- Aufzeichnung feiner Details durch ausgezeichnetes Fließverhalten
- Einfache und präzise Direktapplikation durch Intraoral Tips
- Standfest im Löffel und auf der Präparation



### Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Yellow 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	
	REF 909718

### Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
16 Automix Tips Yellow 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	
	REF 909719

### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Silagum Putty



### Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

#### Produktvorteile

- Leicht dosierbar
- Ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- Leichte Entnahme aus dem Mund
- Ausgezeichnet knetbar
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- Besonders geeignet für die Zweiphasen-Abformung mit Silagum Light/Fast



#### Packung

1 Dose à 262 ml Basispaste	
1 Dose à 262 ml Katalysatorpaste	
Silagum Putty	REF 909018
Silagum Putty Fast	REF 909037
Silagum Putty Soft	REF 909019

#### Vorteilspackung

4 Dosen à 262 ml Basispaste	
4 Dosen à 262 ml Katalysatorpaste	
Silagum Putty	REF 909405
Silagum Putty Fast	REF 909038
Silagum Putty Soft	REF 909036

8 Dosen à 262 ml Basispaste	
8 Dosen à 262 ml Katalysatorpaste	
Silagum Putty	REF 909420
Silagum Putty Soft	REF 909485

#### Zubehör

1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394
-------------------------------------	------------

## Silagum Putty Soft



### Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

#### Produktvorteile

- Hervorragende Dimensionsstabilität
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität
- Einfaches, sauberes Handling
- Direkte Applikation in den Löffel



#### Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909534

#### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909535

#### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# StatusBlue



## Situationsabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Situationsabformungen, Abformungen für die Provisorienherstellung und die Fertigung von Tiefziehschienen, Gegenkieferrabformungen

### Produktvorteile

- Sehr hohe Dimensionsstabilität
- Sehr lange Lagerstabilität
- Mehrfach ausgießbar
- Kein lästiges Handanmischen
- Exzellentes Rückstellvermögen



**Ausgießbar nach  
10 Minuten**

### Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909693
2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Pink 4:1	REF 909790

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909694
8 Kartuschen à 50 ml	
16 Automix Tips Pink 4:1	REF 909791

### Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
25 Automix Tips Pink 4:1	REF 909797



# LuxaForm



## Thermoplastisches Abformpolymer

Anwendungsgebiet: Abformungen für die Provisorienherstellung

### Produktvorteile

- Kein Abformlöffel erforderlich
- Kein Anmischen
- Lagerstabil
- Keine Schmierschicht auf Bis-Acrylat-Provisorien
- Geruchlos



### Packung

72 Tabletten

REF 110415

## DMG Retraction Paste



### Adstringierende Retraktionspaste

Anwendungsgebiete: Temporäre marginale Gingivaretraktion und Trockenlegung des Sulkus

#### Produktvorteile

- Individuell biegbare Compule für einfachste Applikation
- Optimale Konsistenz – optimale Ergebnisse
- Gute Sichtbarkeit im Sulkus
- Schnell, einfach, effizient



#### Packung

25 Compulen à 0,37 g REF 919381

#### Zubehör

1 Safetip Dispenser REF 213122  
1 Safetip Dispenser Pro REF 220829

## O-Bite



### Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Bissregistriermaterial, Material zur Applikation auf Bissgabeln bei Gesichtsbögen, Schlüsselmaterial z. B. für intraorale Stützstiftregistrare

#### Produktvorteile

- Eines der härtesten Bissregistriermaterialien unter den A-Silikon
- Sehr gute Bruchstabilität
- Fruchtig-frischer Orangenduft
- Minimaler Bisswiderstand
- Schnellhärtend



#### Packung

2 Kartuschen à 50 ml  
12 Automix Tips Pink 1:1 REF 909765

#### Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml  
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909767

#### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1 REF 909507  
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909202  
50 Conturation Tips REF 909203

# O-Bite Scan



## Scanbares Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Bissregistriermaterial, Material zur Applikation auf Bissgabeln bei Gesichtsbögen, Schlüsselmaterial z. B. für intraorale Stützstiftregistrare

### Produktvorteile

- Scanbar
- Extrem hohe Endhärte und sehr gute Bruchstabilität
- Minimaler Bisswiderstand
- Fruchtig-frischer Orangenduft
- Einfach und exakt für digitalen Workflow nutzbar – ohne Anschaffung kostenintensiver Technik
- Leichte Handhabung, keine Vorbehandlung mit Puder oder Spray



### Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 919017

### Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 919018

### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
50 Conturation Tips	REF 909203

# LuxaBite



## Bissregistriermaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Fixation von Abformpfosten bei Implantatabformungen, Bissregistrierung

### Produktvorteile

- Härtestes Bissregistriermaterial (Barcol-Härte 25 nach einer Stunde)
- Kein Federn bei der Reposition auf dem Modell
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Hervorragende Standfestigkeit
- Ausgezeichnet fräsbearbeitbar



### Packung

1 Kartusche à 50 ml	
15 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110560

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 50 ml	
75 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110558

### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 110411
25 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110609

## Silagum Comfort



### Dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiet: Unterfütterung für totale, partielle und implantatgetragene Prothesen

#### Produktvorteile

- Sehr guter Haftverbund zur Prothese
- Dauerhaft weichbleibend
- Hohe Reißfestigkeit
- Neutraler Geruch und Geschmack
- Anwenderfreundliches Handling
- Hohe Ästhetik durch Farbstabilität



#### Starter Pack

1 Kartusche à 25 ml	
1 Automix Dispenser	
5 Automix Tips Yellow 1:1	
1 Flasche à 5 ml Primer	
2 Flaschen à 10 ml Varnish	
25 Pinsel	
5 Schleifer	
1 Halter	REF 909087

#### Nachfüllpackung

1 Kartusche à 25 ml	
5 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909088
2 Flaschen à 10 ml Varnish	REF 909089
1 Flasche à 5 ml Primer	REF 909090
1 Kartusche à 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 909951

#### Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	REF 909950
----------------------	------------

#### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
1 Silicone Trimming Set	
25 Schleifer	
1 Halter	REF 909047

## LuxaPick-up



### Selbsthärtendes Unterfütterungscomposit

Anwendungsgebiete: Direkte harte Unterfütterung von Zahnersatz, Fixierung von Sekundärteilen und Verbindungselementen in implantatgetragenen Prothesen

#### Produktvorteile

- Direkte harte Unterfütterung von Zahnersatz
- Fixierung von Sekundärteilen und Verbindungselementen in implantatgetragenen Prothesen
- Besonders biokompatibel: ohne MMA, ohne Peroxid
- Spannungsfreier, zuverlässiger Halt
- Direkte Chairside-Anwendung
- Auch für Prothesenreparaturen und die Individualisierung von Interimszahnersatz geeignet

#### Besonderheit

Luxatemp Glaze & Bond für optimalen Haftverbund und zuverlässige Versiegelung (siehe Seite 57)



#### Packung

1 Kartusche à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	REF 214007

#### Zubehör

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

# MixStar eMotion



## Mischgerät

Mischgerät zur Durchmischung von Abformmaterialien

### Produktvorteile

- Vollautomatisch
- 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen wählbar
- 2 Timer für die Verarbeitungszeit und Mundverweildauer
- Einfaches Handling
- Mit Schlauchbeuteln und Kartuschen nutzbar



### Handelsform

1 MixStar eMotion 230 V Int.

REF 900480

# DMG Tray Adhesive



## Löffeladhäsiv für alle A-Silikone

Anwendungsgebiet: Löffeladhäsiv für den Verbund von A-Silikonen mit Metall- und Kunststofflöffeln

### Produktvorteile

- Sehr guter Haftverbund von Abformmaterial auf Basis von A-Silikonen und Abformlöffel
- Leicht aufzubringen und einfach im Handling
- Kurze Einwirkzeit nach Applikation
- Optische Kontrolle durch blaue Farbe



### Packung

1 Flasche à 10 ml

REF 909394

### Vorteilspackung

10 Flaschen à 10 ml

REF 909396

A close-up photograph of a woman with a warm smile, sitting in a teal dental chair. In the background, a dental professional in a light blue uniform is also smiling. The scene is brightly lit, suggesting a clean and professional dental environment. A large, semi-transparent pink shape is overlaid on the bottom right corner of the image, containing white text.

# Temporäre Prothetik

Provisorien

Semipermanente Versorgung

Provisorische Befestigung



# Luxatemp Star



## Hochstabiles provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Langzeitprovisorien

### Produktvorteile

- Für besonders stabile und ästhetische Provisorien mit höchsten Ansprüchen
- Deutlich höhere Bruch- und Biegefestigkeit
- Verbesserte Initialhärte
- Schnelleres Erreichen der Endhärte
- Größte Stabilität und Langlebigkeit
- Ausgezeichnete Ästhetik und Langzeit-Farbtreue
- Gewohnt präzise Passform mit ausgezeichneter Adaption
- Ideal für Anfertigung von Mock-Ups



### Packung

1 Smartmix Syringe à 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Farbe A2	REF 110901
Farbe A3	REF 110902
Farbe B1	REF 110904
Farbe Bleach Light	REF 110905
1 Kartusche à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110906
Farbe A2	REF 110907
Farbe A3	REF 110908
Farbe A3.5	REF 110909
Farbe B1	REF 110910
Farbe Bleach Light	REF 110911

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110954
Farbe A2	REF 110912
Farbe A3	REF 110913

### Zubehör

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
50 Smartmix Tips Green	REF 110724

# Luxatemp Fluorescence



## Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis mit natürlicher Fluoreszenz

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers

### Produktvorteile

- Für natürlich ästhetische Provisorien
- Geringer Polymerisationsschrumpf
- Hohe Bruch- und Abrasionsfestigkeit
- Hervorragende Farbstabilität
- Geringes Allergiepotential
- Geeignet für Langzeitprovisorien



### Packung

1 Smartmix Syringe à 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Farbe A1	REF 110718
Farbe A2	REF 110719
Farbe A3	REF 110720
Farbe B1	REF 110722
Farbe Bleach Light	REF 110723
1 Kartusche à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110585
Farbe A2	REF 110586
Farbe A3	REF 110710
Farbe A3.5	REF 110587
Farbe B1	REF 110588
Farbe Bleach Light	REF 110589

### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF 110712
Farbe A3	REF 110713

### Zubehör

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## Luxatemp Plus



### Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers

#### Produktvorteile

- Bewährter Klassiker für sofort präzise passende Provisorien
- Einfache, schnelle Applikation direkt in die Situationsabformung
- Provisorien gelingen auf Anhieb
- Verlässlich hohe Passgenauigkeit
- Optimale Abrasionsfestigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Sehr gute Biokompatibilität



#### Starter Pack

1 Kartusche à 76 g	
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF110400

#### Packung

1 Kartusche à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110401
Farbe A2	REF 110402
Farbe A3,5	REF 110403
Farbe B1	REF 110404
Farbe Bleach Light	REF 110368

#### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110405
Farbe A2	REF 110406
Farbe A3,5	REF 110407

#### Zubehör

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## Luxatemp Solar



### Dualhärtendes provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers

#### Produktvorteile

- Lichthärtende Variante des bewährten Klassikers
- Aushärtungszeitpunkt selbst bestimmbar
- Leichtere Entnahme des Provisoriums durch verlängerte elastische Phase
- Kein Einreißen von Unterschnitten
- Hohe Endhärte sofort nach dem Belichten
- Speziell geeignet für vielgliedrige Arbeiten



#### Packung

1 Kartusche à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF 110360

#### Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF 110361

#### Zubehör

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

# LuxaFlow Star



## Fließfähiges, lichthärtendes Composite

Anwendungsgebiete: Erweiterung und Reparatur von Bis-Acrylat-Provisorien; kleine Füllungen der Kavitätenklassen III, IV und V; minimalinvasive Füllungen; Unterfüllungen

### Produktvorteile

- Natürliche Fluoreszenz
- Sehr gute Polierbarkeit
- Luer-Lock Tips für exakte, direkte Applikationen
- Fließend während und standfest nach der Applikation
- Röntgenopak



### Starter Pack

4 Spritzen à 1,5 g  
20 Luer-Lock Tips Black  
Farben: A1, A2, A3.5, B1 REF 214000

### Nachfüllpackung

2 Spritzen à 1,5 g  
10 Luer-Lock Tips Black  
Farbe A1 REF 214001  
Farbe A2 REF 214002  
Farbe A3 REF 214003  
Farbe A3.5 REF 214004  
Farbe B1 REF 214005

### Zubehör

60 Luer-Lock Tips Black REF 211477

# Luxatemp Glaze & Bond



## Lichthärtender Lack zur Oberflächenversiegelung und Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken

Anwendungsgebiete: Oberflächenversiegelung und Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken, Primer/Haftvermittler für indirekte Restaurationen aus PEEK/Composite und PMMA

### Produktvorteile

- Hochglanz ohne Politur
- Sehr gute Haftvermittlung zu Reparaturmaterialien
- Hohe Abrasionsfestigkeit
- Geringe Oberflächenrauigkeit



### Packung

1 Flasche à 5 ml  
25 Pinsel  
1 Mischpalette REF 211927

### Zubehör

50 Pinsel REF 110041

# LuxaCrown



## Bis-Acrylat-Composite für langzeitstabile Hochleistungsprovisorien

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenversorgungen: zur Wiederherstellung der anatomischen Form, um den verbleibenden Zahn dauerhaft zu schützen; zur Wiederherstellung der Kaufunktion; für ästhetische Korrekturen

### Produktvorteile

- Zuverlässig langzeitstabil
- Vielfältige Anwendungsgebiete
- Prothetische Versorgungen in einer Sitzung
- Exzellente Bruchzähigkeit und Biegefestigkeit
- Ideale Hochglanzpolierbarkeit
- Optimale Aushärtezeit
- Einfache Verarbeitung



### Packung

1 Kartusche à 50 ml	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110970
Farbe A2	REF 110971
Farbe A3	REF 110972
Farbe A3,5	REF 110973
Farbe B1	REF 110974

### Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409

# TempoCem ID



## Ästhetischer, transparenter, provisorischer Befestigungszement

Anwendungsgebiete: Temporäre Befestigung von provisorischen und semi-permanenten Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers, implantatgetragenen Übergangsprothesen

### Produktvorteile

- Unsichtbar unter der Restauration
- Feststellbar für einfache, sichere Überschussentfernung in einem Stück
- Optimale Transparenz für höchste ästhetische Ergebnisse
- Optimale Adhäsion, einfache Entfernbarkeit
- Nutzerfreundliche, einfache Anwendung
- Temporäre Befestigung, semi-permanente Zuverlässigkeit



### Packung

1 Smartmix Syringe à 5 ml	
20 Smartmix Tips Green	REF 213200

### Zubehör

50 Smartmix Tips Green	REF 110724
------------------------	------------



# TempoCem NE



## Eugenolfreier, provisorischer Befestigungszement auf Zinkoxidbasis

Anwendungsgebiete: Temporäre Befestigung von provisorischen und permanenten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

### Produktvorteile

- Universell einsetzbar
- Keine Beeinflussung harzbasierter Restaurativ-Materialien
- Direkte Applikation in das Provisorium
- Guter Haftverbund bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit des Provisoriums
- Überschüssiger Zement lässt sich leicht und sauber ablösen
- Hohe Passgenauigkeit durch geringe Filmdicke



### Packung

2 Smartmix Syringes à 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212104
1 Kartusche à 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110272

### Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# TempoCem



## Eugenolhaltiger, provisorischer Befestigungszement auf Zinkoxidbasis

Anwendungsgebiete: Temporäre Befestigung von provisorischen und permanenten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays; temporäre Befestigung von implantatgetragenen Zahnersatz

### Produktvorteile

- Direkte Applikation in das Provisorium
- Optimale Haftung und Entfernbarkeit
- Überschüsse lassen sich leicht entfernen




### Packung

2 Smartmix Syringes à 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212129
1 Kartusche à 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110247

### Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253





# Permanente Prothetik

Befestigungszemente

# PermaCem Universal



## Adhäsiver, dualhärtender Composite-Befestigungszement

Anwendungsgebiete: permanente Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Veneers, Wurzelstiften und Restaurationen auf Implantat-Abutments

### Produktvorteile

- Universal ohne Kompromisse
- Universeller Einsatz – vielseitig verwendbar bei Silikat- und Oxidkeramik sowie Metall und Compositen
- Klinisch bewährt bei allen gängigen CAD/CAM Materialien
- Erstklassige Ästhetik in drei Farben mit passender Try-in Paste
- Starke Haftkraft über alle Bereiche
- Hohe Abrasionsbeständigkeit für eine zuverlässig gute Randqualität und Langlebigkeit der Restauration
- Einfache, stressfreie Überschussentfernung in einem Stück

Perfekter Partner für beste Haftung: LuxaBond Universal (Seite 35)



### Packung

- 1 Smartmix Syringe à 9 g
- 10 Smartmix Tips Short  
Farbe A1 REF 213401
- Farbe A2.5 REF 213402
- Farbe Transparent REF 213404

### Zubehör

- 50 Smartmix Tips Short REF 212040

# PermaCem 2.0



## Selbstadhäsiver, dualhärtender Composite-Befestigungszement

Anwendungsgebiete: Permanente Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Wurzelstiften, permanente Befestigung von Kronen und Brücken auf Implantat-Abutments

### Produktvorteile

- Einer für alles
- Zeitsparende, einfache Anwendung ohne Ätzen und Bonden
- Enthält MDP
- Sicherer Halt an Zahn und Restauration
- Herausragende Haftwerte auf Zirkon-, Silikat- und Oxidkeramik
- Minimale Wasseraufnahme
- Optimale Konsistenz
- Außergewöhnliche Fließfähigkeit unter Druck
- Einfachste, stressfreie Überschussentfernung
- Hervorragende Röntgenopazität



### Packung

- 1 Smartmix Syringe à 9 g
- 15 Smartmix Tips Short
- 5 Smartmix Tips Endo M
- Farbe Transparent REF 213368
- Farbe A2 Universal REF 213366
- Farbe A3 Opaque REF 213367

### Vorteilspackung

- 3 Smartmix Syringes à 9 g
- 45 Smartmix Tips Short
- 15 Smartmix Tips Endo M
- Farbe Transparent REF 213382
- Farbe A2 Universal REF 213380
- Farbe A3 Opaque REF 213381

### Zubehör

- 50 Smartmix Tips Short REF 212040
- 20 Smartmix Tips Endo M REF 213373



# PermaCem Dual



## Adhäsiver, dualhärtender Befestigungszement

Anwendungsgebiete: Permanente Befestigung, z. B. von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

### Produktvorteile

- Verkürzte Aushärtung durch Lichthärtung
- Universell verwendbar
- Auch für Vollkeramik geeignet
- Unlöslich in feuchtem Milieu
- Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit
- Leichte Überschussentfernung



### Packung

2 Smartmix Syringes à 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212035
1 Kartusche à 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110524

### Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# PermaCem



## Adhäsiver, selbsthärtender Befestigungszement

Anwendungsgebiete: Permanente Befestigung, z. B. von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

### Produktvorteile

- Selbsthärtend
- Universell verwendbar
- Auch für Vollkeramik geeignet
- Unlöslich in feuchtem Milieu
- Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit
- Leichte Überschussentfernung



### Packung

2 Smartmix Syringes à 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212034
1 Kartusche à 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110293

### Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# Vitique



## Adhäsives, lichthärtendes Befestigungscomposite für Veneers

Anwendungsgebiet: Definitive, hochästhetische Befestigung von Veneers aus Keramik oder Composite

### Produktvorteile

- Hochwertiges Komplettsystem für die Veneer-Zementierung
- Hervorragende Farbgebung und Farbauswahl
- Exakte Farbübereinstimmung zwischen Try-in Paste und Zement
- Besonders leichte Überschussentfernung
- Hohe Farbstabilität
- Praxisnahe Anwendungsunterstützung

### Besonderheit

Ihr Adhäsivpartner für Vitique als ergänzendes Refill: Ecosite Bond (Seite 36).



### Cementation System

- 3 Spritzen à 6 g Esthetic Resin Cement, Farben: A2.5, B1, Transparent
  - 3 Spritzen à 3,9 g Try-in Paste, Farben: A2.5, B1, Transparent
  - 1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel, 1 Flasche à 5 ml TECO
  - 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
  - 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
  - Zubehör
- REF 213080

### Cementation Kit

- 3 Spritzen à 6 g Esthetic Resin Cement, Farben: A2.5, B1, Transparent
  - 3 Spritzen à 3,9 g Try-in Paste, Farben: A2.5, B1, Transparent
  - 50 Veneer Tips
- REF 213081

### Accessory Kit

- 1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel, 1 Flasche à 5 ml TECO
  - 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
  - 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
  - Zubehör
- REF 213082

### Nachfüllpackung

- 1 Spritze à 6 g Esthetic Resin Cement, 10 Veneer Tips
  - Farbe A1 REF 213038
  - Farbe A2.5 REF 213039
  - Farbe A4 REF 213040
  - Farbe B1 REF 213041
  - Farbe Bleach Light REF 213042
  - Farbe Transparent REF 213043
  - Farbe White REF 213044
  - Farbe Pink REF 213045
- 1 Spritze à 3,9 g Try-in Paste, 10 Veneer Tips
  - Farbe A1 REF 213048
  - Farbe A2.5 REF 213049
  - Farbe A4 REF 213050
  - Farbe B1 REF 213051
  - Farbe Bleach Light REF 213052
  - Farbe Transparent REF 213053
  - Farbe White REF 213054
  - Farbe Pink REF 213055

### Zubehör

- 100 Veneer Tips REF 213057



## Haftvermittler zwischen Keramik und Befestigungscomposite

Anwendungsgebiet: Konditionierung silikatischer Keramikoberflächen

### Produktvorteile

- Zuverlässiger Haftverbund
- Mischungsverhältnis 1:1
- Für jede Anwendung eine frische Mischung aufgrund der zwei Komponenten



### Packung

- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
- 50 Pinsel
- 1 Pinselhalter

REF 213118





# Tabellen und Übersichten

# Direkte Versorgung: Restaurative

Welches Material wofür?

	Constic	Ecosite One	Ecosite Bulk Fill	Ecosite Elements	EcuSphere Shape	EcuSphere Carat	EcuSphere Flow	Ionosit Baseline	LuxaCore Z Dual
Klasse I	●	●	●	●	●	●	●		
Klasse II		●	●	●	●	●			
Klasse III	●			●	●	●	●		
Klasse IV				●	●	●	●		
Klasse V	●	●	●	●	●	●	●		
Direkte Inlays/Onlays				●		●			
Direkte Veneers				●					
Milchzähne	●	●	●	●			●		
Fissurenversiegler	●	●	●	●			●		
Liner	●			●			●	●	
Wurzelkaries	●			●			●		
Tunnelpräparationen	●			●			●		
Minimalinvasiv	●			●			●		
Reparatur von Provisorien	●			●			●		
Stumpfaufbau		●	●	●					●
Materialklasse	Composite	Nano Hybrid-Composite	Nano Hybrid-Composite	Nano Hybrid-Composite	Hybrid-Composite	Hybrid-Composite	Composite	Compomer	Composite
Anzahl der Farben	6	1	3	13	12	4	4	1	3
Farbe	A1, A2, A3, A3.5, B1, Opaque White		Light, Universal, Contrast	B1, A2, A3, A3.5, A4, EB, EL, EM, ED, OA2 und INC, W/B	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1	A1, A2, A3, A3.5	A1, A2, A3, A3.5	B2	Opaque Light, A3, Blau
Polymerisationszeit	20 s	10 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20/40* s
Lichthärtend	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Selbsthärtend									●
Röntgenopak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Applikation	2 g Luer-Lock Spritze	4 g Spritze 0,25 g Safetip	4 g Spritze 0,25 g Safetip	4 g Spritze 2 g Spritze 0,25 g Safetip	3 g Spritze 0,3 g Safetip	3 g Spritze 0,3 g Safetip	1,5 g Luer-Lock Spritze	0,33 g Saferinge 1,5 g Luer-Lock Spritze	9 g Smartmix Syringe 48 g Automix Kartusche

\* abhängig von der Schichtstärke

# Prävention und Infiltration

Welches Material wofür?

		Flairesse Paste	Flairesse Gel	Flairesse Foam	Flairesse Varnish	Icon Proximal	Icon Vestibular
Reinigung		●					
			●	●	●		
			●	●	●		
					●		
Karies – intakte Oberfläche	E1	●	●	●	●	●	●
	E2	○	○	○	●	●	●
	D1					●	●
Ästhetisch	Fluorose						●
	Kariogene White Spots						●
	Idiopathisch bedingte Spots						●
	Traumatisch bedingte Spots						●

● Anwendung sehr empfehlenswert  
 ○ Anwendung bedingt empfehlenswert

# Abformung

Welches Material wofür?

	Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty	Honigum Light	Honigum Mono	Honigum Heavy	Honigum Putty	Silagum Light	Silagum Medium	Silagum Mono	Silagum Putty	LuxaForm	StatusBlue
Kronen- und Brückenabformung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Inlay- und Onlayabformung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Implantatabformung			●				●							
Fixationsabformung			●				●							
Funktionsabformung		●				●				●	●			
Druckstellenermittlung		●				●				●				
Situationsabformung														●
Unterfütterungsabformung										●				
Abformung zur Provisorienherstellung													●	●
Abformung zur Fertigung von Tiefziehschienen														●
Gegenkieferabformung														●
Modellanfertigung														●



# Direkte Versorgung: Haftvermittler

Welches Material wofür?

		LuxaBond Total Etch	LuxaBond Universal	Ecosite Bond	Contax	Contax + Activator
Technik	Total-Etch	●	●	●		
	Self-Etch		●	●	●	●
Zur adhäsiven Befestigung von	lichthärtenden Restaurativen	●	●	●	●	
	selbst- und dualhärtenden Restaurativen	●	●			●
Aushärtemodus des Adhäsivs	Lichthärtung			●	●	●
	Dualhärtung	●	●			
Verwendung mit DMG Produkten	Ecosite One	●	●	●	●	
	Ecosite Elements	●	●	●	●	
	Ecosite Bulk Fill	●	●	●	●	
	EcuSphere	●	●	●	●	
	Ionosit Baseline	●	●	●	●	
	Vitique	●	●	●	●	
	PermaCem	●	●			●
	PermaCem Dual	●	●			●
	PermaCem Universal	●	●			
	LuxaCore Z Dual	●	●			●
Direkte Versorgung	Stumpfaufbau	●	●	●		●
	Direkte Füllungstherapie	●	●	●	●	●
	Befestigung von Veneers		●			
	Wurzelkanal	●	●			
	Befestigung indirekter Restaurationen	●	●		●	●

# Abformung mit Honigum

	Honigum Light		Honigum Mono		Honigum Heavy				Honigum Putty			
	Fast				Fast			Fast	Soft		Soft Fast	Rigid Fast
ml	50	50	380	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2
Mischzeit [min]										00:30	00:30	00:30
Verarbeitungszeit [min]	02:15	01:30	02:00	02:15	02:15	01:15	02:00	01:15	01:45	03:15	01:45	01:45
Mundverweildauer [min]	03:30	02:00	03:15	02:30	03:15	02:00	03:15	02:00	03:15	03:15	01:45	01:45
Dimensionsänderung 24 h [%]	≤0,5	≤0,5	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
Druckverformungsrest [%]	≤0,4	≤0,4	≤0,9	≤1,0	≤0,6	≤0,6	≤0,6	≤0,6	≤0,7	≤0,5	≤0,5	≤0,5
Shore-A-Härte 24 h	≈54	≈56	≈52	≈51	≈76	≈76	≈72	≈72	≈73	≈68	≈68	≈75
Verformung unter Druck [%]	≈4,5	≈3,9	2,9-5,5	2,8-5,5	≈1,4	≈1,4	≈1,4	≈1,4	≈2,0	≈2,2	≈2,2	≈1,7
Farbe												

# Abformung mit Honigum Pro

		Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty									
<b>Viskosität</b>		dünnfließend	mittelfließend	schwerfließend	schwerfließend									
<b>Abbindeverhalten</b>	normalhärtend	●	●	●	●									
	schnellhärtend	●	●	●										
<b>Technik</b>	Monophase		●											
	Doppelmisch	●	●	●	●									
	Korrektur	●		●	●									
<b>Umspritzmaterial</b>		●												
<b>Einbringwiderstand</b>	gering	●												
	mittel		●	●	●									
<b>Technische Daten</b>	<b>Honigum Pro</b>													
	<b>Light</b>		<b>Mono</b>				<b>Heavy</b>				<b>Putty</b>			
	<b>Fast</b>		<b>Fast</b>		<b>Fast</b>		<b>Fast</b>		<b>Fast</b>		<b>Soft</b>	<b>Soft Fast</b>	<b>Rigid Fast</b>	
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2
Mischzeit [min]												00:30	00:30	00:30
Intraorale Verarbeitungszeit [min]	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30								
Verarbeitungszeit [min]	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 1:45	≤ 3:15	≤ 1:45	≤ 1:45
Mundverweildauer [min]	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 3:15	≥ 1:45	≥ 1:45
Dimensionsänderung 24 h [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Druckverformungsrest [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Shore-A-Härte 24 h	≈ 55	≈ 55	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 76	≈ 74	≈ 74	≈ 74	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Verformung unter Druck [%]	≈ 4,0	≈ 4,0	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 1,8	≈ 1,8	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Farbe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Zemente: temporär und permanent

Welches Material wofür?

	PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	Vitique	LuxaCore Z Dual	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Permanent</b>	●	●	●	●	●	●			
<b>Langzeit-temporär</b>									●
<b>Temporär</b>							●	●	●
<b>Indikationen</b>	Kronen/Brücken	●	●	●			●	●	●
	Inlays/Onlays	●	●	●			●	●	●
	Veneers		●			●			●
	Wurzelstifte	●	●						
	Implantatabutments	●	●				●		●
<b>Befestigung</b>	adhäsiv		●	●		●			
	selbstadhäsiv	●							
	retentiv						●	●	●
<b>Materialklasse</b>	Composite	●	●			●			●
	Compomer			●					
	Zinkoxid						●	●	
<b>Härtemodus</b>	Lichthärtend	●	●		●	●			●
	Selbsthärtend	●	●	●	●		●	●	●
<b>Anzahl der Farben</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	A2 Universal, A3, Opaque, Transparent	A1, A2.5, Transparent			A1, A2.5, A4, B1, Bleach Light, Transparent, White, Pnk	Opaque Light, A3, Blau			

# Zemente: temporär und permanent

Welches Material wofür?

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	Virique	TempoCemNE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Metall/metallbasiert</b>	Inlays	●	○	○		●	●	●
	Onlays	●	○	○		○	○	●
	Kronen/Brücken	●	○	○		●	●	●
	Wurzelstifte	●						
	auf Implantat-Abutments	●					○	●
<b>Silikatkeramiken (z. B Lithiumdisilikat, Feldspat)</b>	Inlays	○	○	○		●	●	●
	Onlays	○	○	○		○	○	●
	Kronen/Brücken	●	○	○		●	●	●
	Veneers		○	○	●			●
<b>Oxidkeramik (Zirkonoxid/ Aluminiumoxid)</b>	Kronen/Brücken	●	○	○		●	●	●
	Wurzelstifte	●						
	auf Implantat-Abutments	●					○	●
<b>Composite- Restaurationen</b>	Inlays	○	○	○		●	●	●
	Onlays	○	○	○		○	○	●
	Kronen	●				●	●	●
	Wurzelstifte	●						
	Veneers		○	○	●			●

- ● Anwendung sehr empfehlenswert
- ○ Anwendung bedingt empfehlenswert

# Prothetische Versorgung: temporär und langzeitstabil







Welches Material wofür?

	Luxatemp Star	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Plus	Luxatemp Solar	LuxaFlow Star	Luxatemp Glaze & Bond	LuxaCrown
Provisorische Kronen und Brücken	●	●	●	●			
Provisorische Inlays und Onlays	●	●	●	●			
Provisorische Teilkronen	●	●	●	●			
Provisorische Veneers	●	●	●	●			
Langzeitprovisorien	●	●	●	●			●
Langzeitstabile Kronen und Brücken							●
Komplexe langzeit-temporäre Versorgungen							●
Erweiterung und Reparatur von Bis-Acrylat-Provisorien					●		
Kleine Füllungen der Kavitätenklassen III, IV, V					●		
Minimalinvasive Füllungen					●		
Unterfüllungen					●		
Oberflächenversiegelung						●	
Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken					●	●	
Materialklasse	Bis-Acrylat	Bis-Acrylat	Bis-Acrylat	Bis-Acrylat	Composite	1-Komp.-Mat. auf Basis von multifunktionellen Methacrylaten	Semi-permanentes Composite








# Automix Dispenser

## Automix Tips





### Dispenser für 25 ml Kartuschen im Mischungsverhältnis 1:1

 <p><b>Type 25 1:1</b> REF 110253</p>	geeignet für LuxaCore Z Dual Silagum Comfort	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	geeignet für LuxaCore Z Dual	<b>Automix Tips Endo L</b> 20 × REF 110963 	<b>Endo Tips Yellow</b> 50 × REF 212280 
	geeignet für TempoCem TempoCem NE PermaCem PermaCem Dual	<b>Automix Tips Blue 1:1</b> 50 × REF 110266 100 × REF 110267 	

### Dispenser für 50 ml Kartuschen im Mischungsverhältnis 1:1

 <p><b>Type 50 1:1</b> REF 909507</p>	geeignet für Honigum Pro Light/Light Fast/Light Scan Honigum Light/Light Fast Silagum Light/Light Fast Silagum Mono Silagum Medium/Medium Fast	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	geeignet für Honigum Pro Mono Fast Honigum Pro Heavy/Heavy Fast Honigum Pro Scan Heavy Honigum Mono Honigum Heavy/Heavy Fast	<b>Automix Tips Green 1:1</b> 50 × REF 909490 	<b>Intraoral Tips Transparent</b> 50 × REF 909400 
	geeignet für O-Bite/O-Bite Scan Silagum Comfort	<b>Automix-Tips Pink 1:1</b> 50 × REF 909202 	<b>Conturation Tips</b> 50 × REF 909203 

### Dispenser für 50 ml Kartuschen im Mischungsverhältnis 10:1 / 4:1

 <p><b>Type 50 10:1</b> REF 110411</p>	geeignet für Luxatemp Plus Luxatemp Solar Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence LuxaCrown LuxaPick-up	<b>Automix Tips Blue 10:1</b> 45 × REF 110409 	
	geeignet für LuxaBite	<b>Automix Tips Yellow 10:1</b> 25 × REF 110609 	
	geeignet für StatusBlue	<b>Automix Tips Pink 4:1</b> 25 × REF 909797 	



\* nicht geeignet für Silagum Comfort

# Applikationstips

## Für Spritzen und Smartmix

### Smartmix Tips Green-Blue

REF 110990 (50 Stück)

	geeignet für Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence		geeignet für TempoCem NE TempoCem PermaCem Universal PermaCem 2.0 PermaCem Dual PermaCem
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Smartmix Tips Short

REF 212040 (50 Stück)

### Smartmix Tips Combi

REF 212042 (jeweils 50 Stück)


	geeignet für LuxaCore Z Dual		geeignet für LuxaCore Z Dual
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

### Smartmix Tips Combi

REF 212041 (jeweils 50 Stück)



### Smartmix Tips Green

REF 110724 (50 Stück)

	geeignet für TempoCem ID		
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	--

### Smartmix Tips Endo M

REF 213373 (20 Stück)



	geeignet für PermaCem 2.0		geeignet für LuxaCore Z Dual
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

### Smartmix Tips Endo L

REF 213083 (20 Stück)

### Veneer Tips

REF 213057 (100 Stück)

	geeignet für Vitique		geeignet für DMG Etching Gel
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

### Luer-Lock Tips White

REF 109942 (50 Stück)

### Luer-Lock Tips Black

REF 211477 (60 Stück)

	geeignet für LuxaFlow Star Ionosit Baseline EcuSphere Flow		geeignet für Constic Ecosite Elements Highlight
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

### Luer-Lock Tips Silver

REF 220712 (20 Stück)


















# MixStar Tips

## Automix Tips

### MixStar eMotion

 <p>Mischgerät 230 V Int. REF 900480</p>	<p>geeignet für Honigum Pro Mono Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast Honigum Pro Putty Honigum Putty Honigum Pro Scan Heavy</p>	<p><b>MixStar Tips Blue</b> 50 x REF 903334</p> 
	<p>geeignet für Honigum Mono Honigum Heavy Honigum Heavy Fast Silagum Putty Soft StatusBlue</p>	<p><b>MixStar Tips White</b> 50 x REF 909567</p> 

## DMG Symbole für Darreichungsformen

 MixStar	 Spritze II	 Single-use unit I	 Dose I
 Automix	 Saferinge	 Single-use unit II	 Dose II
 Smartmix	 Safetip	 Applicap	 Tube
 Parallelspritze	 Retraction Paste	 Wurzelstift	 Flasche
 Spritze I	 Safetip Dispenser	 Tabletten	 Handmix

## Stichwortverzeichnis

Applikationstips 78	Honigum Mono 45	Luxatemp Glaze & Bond 57
Automix Dispenser 77	Honigum Pro Heavy 43	Luxatemp Plus 56
Constic 32	Honigum Pro Light 42	Luxatemp Solar 56
Contax 36	Honigum Pro Mono 42	Luxatemp Star 55
DeltaFil 34	Honigum Pro Putty 43	MixStar eMotion 53
DentaMile connect 14	Honigum Pro Scan 44	MixStar Tips 79
DentaMile Lab5 16	Honigum Putty 46	O-Bite 50
DentaMile Lab5 Pro 16	Icon Proximal 26	O-Bite Scan 51
DMG 3Decure 17	Icon Vestibular 26	PermaCem 63
DMG 3Delite 15	Ionosit Baseline 34	PermaCem 2.0 62
DMG 3Demax 15	LuxaBite 51	PermaCem Dual 63
DMG 3Dewash 17	LuxaBond Total Etch 35	PermaCem Universal 62
DMG Etching Gel 38	LuxaBond Universal 35	Safetip Dispenser 39
DMG MiniDam 27	LuxaCore Z Dual 37	Safetip Dispenser Pro 39
DMG Retraction Paste 50	LuxaCore Z Post System 37	Silagum Comfort 52
DMG Tray Adhesive 53	LuxaCrown 58	Silagum Light 46
Ecosite Bond 36	LuxaFlow Star 57	Silagum Medium 47
Ecosite Bulk Fill 31	LuxaForm 49	Silagum Mono 47
Ecosite Elements 30	LuxaPick-up 52	Silagum Putty 48
Ecosite One 31	LuxaPost 38	Silagum Putty Soft 48
EcuSphere Carat 33	LuxaPrint Cast 21	StatusBlue 49
EcuSphere Flow 32	LuxaPrint Gingiva 20	TempoCem 59
EcuSphere Shape 33	LuxaPrint Model 19	TempoCem ID 58
Flairesse Gel/Foam 24	LuxaPrint Ortho 18	TempoCem NE 59
Flairesse Paste 24	LuxaPrint Ortho Flex 19	Vitique 64
Flairesse Varnish 25	LuxaPrint Ortho Plus 18	Vitique Silane 65
Honigum Heavy 45	LuxaPrint Tray 20	
Honigum Light 44	Luxatemp Fluorescence 55	



**DMG**

**Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH**

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

