



**DIE GRENZE  
IST DEINE  
FANTASIE.**

**OLIO**  
miro



# 850 MiYO

## Neue Ästhetik für Lithium-Disilikat Restaurationen.

Speziell für die Kristallisation.

Das Keramiksystem 850 MiYO wurde speziell für die Charakterisierung von Lithium-Disilikat-Restaurationen vor dem Kristallisationsbrand entwickelt. Durch den Wegfall eines zusätzlichen Charakterisierungsbrandes ermöglicht 850 MiYO die Erstellung höchästhetischer und natürlich wirkender Restaurationen schneller als je zuvor. Zusätzlich erlaubt die höhere Brennstabilität die Anwendung bei hochschmelzender Schichtkeramik in der Hybrid-Technik.

Die hohe Farbstabilität von 850 MiYO sorgt für Sicherheit, da Farben während des Brandes nicht verblassen. Ein weiterer Vorteil ist die einzigartige MiYO-Lichtdynamik, die auch die 850 MiYO-Restaurationen kennzeichnet. Durch die diffuse Streuung des Lichts können keine Schatten entstehen wie bei herkömmlichen Malfarben. Reproduzierbare Ergebnisse ohne Überraschungen mit natürlicher Ästhetik sind das Resultat.


**Entdecken Sie 850 MiYO für Ihr Labor!**



## Produkteigenschaften

### Einfach in der Anwendung

- 850 MiYO lässt sich leicht auftragen, auch nass-in-nass.
- 850 MiYO verläuft nicht, bildet keine Tropfen oder Pfützen.
- 850 MiYO glänzt nach dem Kristallisationsbrand ohne zusätzlichen Glanzbrand.
- 850 MiYO ist optimiert für bestehende Kristallisationszyklen.



### Natürliche Ästhetik

- 850 MiYO reproduziert die Transluzenz und Vitalität natürlicher Zähne.
- 850 MiYO Restaurationen haben einen Oberflächenglanz wie natürlicher Zahnschmelz.
- 850 MiYO Colormassen erzeugen eine natürliche Farb- und Tiefenwirkung.
- 850 MiYO Value Enhancer sind perfekt zur Steuerung des Helligkeitwertes.

### Sicher & vorhersehbar

- 850 MiYO ist farbstabil und kennt kein Vergrauen nach dem Brand.
- Mit 850 MiYO entspricht das Ergebnis nach dem Brand dem Design vor dem Brand.
- Mit 850 MiYO lassen sich alle Vita® Classic Farben reproduzieren.

# Systemkomponenten

850 MiYO Translucent Body Shades   fluor	Shade A	Shade B	Shade C	Shade D
850 MiYO Translucent Value Enhancer   fluor	Smoke	Lumin		
850 MiYO Translucent Effektmassen   fluor	Straw	Clementine	Storm	Sage
850 MiYO Color   fluor	Snow	Fissure (Pulver)		
MiYO Structure   fluor	Enamel			
850 Glaze Paste fluor				

## Zubehör

Hochwertige Pinsel und Werkzeuge  
mit austauschbaren Spitzen.



## Mehr Infos ...



[www.miyoworld.eu](http://www.miyoworld.eu)



[shop.jensendental.de](http://shop.jensendental.de)



Jensen Dental GmbH  
Gustav-Werner-Str. 1  
72555 Metzingen, Germany  
[info@jensendental.de](mailto:info@jensendental.de)  
+49 7123 92260  
[www.jensendental.de](http://www.jensendental.de)



4515011224